



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

GDZT-10-200-30G 高低温循环装置



能够提供冷源和热源的循环装置，工作范围宽广，用于制药、化工、生物等行业，为反应釜、槽等提供热源和冷源，也可用于其他设备的加热和冷却。

- 分 3 个系统：制冷系统、加热系统、预冷系统，三个系统可连续使用，也可分别单独使用。
- 快速加热和冷却，可连续升降温。
- 温度控制范围宽，全程不需要换导热介质，导热介质消耗少。
- 全封闭循环系统，高温时导热流体不易挥发和氧化，低温下不易吸入空气中水分，可延长导热流体的使用寿命。
- 高温冷却、制冷功能，可以从高温直接降温（如可从 200℃直接降温）。
- 制冷器换热器采用全钎焊板式换热器，占用空间小，换热效率高。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

- 液位显示功能，随时监控液位，避免缺液。
- 高温切断、急停、延时、漏电、过流电、过热等多重保护功能，充分保证使用安全。
- 冷凝、预热方式为风冷，节约水资源。

技术参数：

| | |
|---------------|-----------------|
| 型号 | GDZT-10-200-30G |
| 空载最低温度(°C) | -30 |
| 使用温度范围(°C) | -20~200 |
| 最佳环境温度 (°C) | ≤25 |
| 环境相对湿度(%) | ≤60 |
| 电源 | 220V±10% 50Hz |
| 温度显示方式 | 液晶显示 |
| 传感器分度号 | Pt100 |
| 仪表调节范围(°C) | -110~200 |
| 设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 |
| 安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 |
| 200°C时的制冷量(W) | 2520 |
| 10°C时的制冷量(W) | 2100 |
| -10°C时的制冷量(W) | 1458 |
| -20°C时的制冷量(W) | 1012 |
| -30°C时的制冷量(W) | 702 |
| 整机功率(W) | 3385 |
| 整机电流(A) | 16 |
| 加热功率(W) | 2000 |
| 制冷机组制冷剂 | R22 |
| 循环泵流量(L/min) | 30 |

地址：杭州市拱墅区定海街224号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759655 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

| | |
|----------|------------------|
| 循环泵扬程(m) | 10 |
| 外循环接口 | 丝口连接: 1/2 吋, 304 |
| 整机尺寸(mm) | 600×450×825 |
| 整机重量(kg) | 65 |
| 保温管 | 2 根 4m |
| 技术文件 | 1 套 |