



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## DHJF-3030 低温恒温搅拌反应浴



### 用途特点:

可替代干冰和液氮做低温反应，高精控温精度，主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。

- 温度数字设定和显示。
- 全封闭式磁力搅拌器，保证搅拌稳定性。
- 可配备内置二级搅拌，与反应容器内的搅拌子一起，使试料的温度保持均匀一致。
- 可调节的槽盖口径，减少冷媒消耗。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：[HZGY2010@163.com](mailto:HZGY2010@163.com)



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

- 配备固定杆，方便滴定管，传感器等其它配套装置的放置固定。
- 国际著名品牌压缩机，高可靠性、高效率。
- 设有方便工作人员更换浴液的放液口。

技术参数：

型号		DHJF-3030
储液槽容积(L)		30
使用温度范围(°C)		-30~99
最佳环境温度(°C)		5~25
环境相对湿度(%)		≤60
电源		单相 220V 50Hz
温度稳定性(°C)		±0.5
传感器分度号		Pt100
设定方式		在使用温度范围内任意设定
安全保护		延时、漏电、过电流、过热
整机功率(W)		4670
加热功率(W)		3000
制冷量 (W)	10°C	3240
	0°C	2820
	-10°C	1810
	-20°C	1030
	-30°C	520
制冷机组制冷剂		R22
循环泵功率(W)		100
循环泵流量(L/min)		20
循环泵扬程(m)		4~6
外循环接口		1/2"
搅拌		内磁力搅拌、功率：50W，回转速度 10 0-1000rpm
开口尺寸 (mm)		Φ320

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

储液槽内径与高度(mm)	Φ400×235
储液槽容纳最大烧瓶容量(ml)	10000 (自配)
储液槽材质	SUS304
整机尺寸(mm)	约 665L×545W×1010H
整机重量(kg)	100