



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

DLSB-30/30 低温恒温冷却液循环泵



用途特点:

采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。

- 大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
- 温度数字设定和显示,操作简单。
- 制冷压缩机等关键部件采用美、德、法著名品牌,高可靠性、高效率。
- 循环系统采用 SUS304 高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。

技术参数:

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

| | | | | |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|--|
| 型号 | | DLSB-30/-30 | | |
| 储液槽容积(L) | | 30 | | |
| 空载最低温度(°C) | | -30 | | |
| 工作条件 | 使用温度范围(°C) | -30~20 | | |
| | 最佳环境温度(°C) | ≤25 | | |
| | 环境相对湿度(%) | ≤60 | | |
| | 电源 | 220V±10% 50Hz | | |
| 主要性能及部件 | 温度控制 | 显示方式 | 液晶显示 | |
| | | 控温精度(°C) | ±2 | |
| | | 传感器分度号 | Pt100 | |
| | 仪表调节范围(°C) | | ±50 | |
| | 设定方式 | | 在使用温度范围内任意设定 | |
| | 安全保护 | | 延时、过电流、过热 | |
| | 不同制冷温度的制冷量(W) | 10°C | 3240 | |
| | | 0°C | 2820 | |
| | | -10°C | 1810 | |
| | | -20°C | 1030 | |
| | | -30°C | 520 | |
| | 制冷机组 | 功率(W) | 1670 | |
| | | 电流(A) | 8 | |
| | | 制冷剂 | R22 | |
| | 循环泵 | 功率(W) | 100 | |
| 流量(L/min) | | 20 | | |
| 扬程(m) | | 5~7 | | |
| 外循环接口 | | 内径: Φ16 mm 材质: H62 | | |
| 储液槽 | 内径与高度(mm) | Φ400×230 | | |
| | 材质 | 1Cr18Ni9Ti | | |
| | 最大烧瓶容量(mL) | 10000(自配) | | |
| 整机尺寸(mm) | | 670×510×890 | | |
| 整机重量(kg) | | 100 | | |
| 配件 | 保温管 | 1根 | 4000mm | |
| | 立杆 | 1支 | 材质: 1Cr18Ni9Ti 或 304 | |
| | 技术文件 | 1套 | 内附保险管2支 | |

地址: 杭州市拱墅区定海街224号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592

网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com