

- ◆ VARIO®: 整个过程真空度自动调节, 过程稳定性高, 操作过程无需过多干预
- ◆ VARIO®: 零波动 (无滞后) 的真空控制, 使过程时间更短
- ◆ VARIO®: CVC 3000真空控制器非常易于操作, 文本菜单清晰, 内置放气阀
- ◆ 膜片寿命极长, 将操作成本和维修成本降到最低
- ◆ PC 3002 VARIO: 高效的溶剂回收系统, 使其成为一款环境友好的产品



MZ 2C NT VARIO - PC 3002 VARIO

VARIO®泵及其真空系统通过调节隔膜泵的马达转速实现精准的真空控制。按一个键后, 即可实现全自动的蒸发控制。其基础泵是MZ 2C NT VARIO双级化学隔膜泵, 可满足绝大部分溶剂的中等真空需求。PC 3002 VARIO真空系统是大量溶剂蒸发过程的可靠之选。进气口收集瓶可以防止颗粒或液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器可实现近100%的溶剂回收效果, 可有效地循环利用溶剂, 同时主动地保护环境。因需调控的马达速度控制使得膜片等磨损件的寿命超长。

