

## 小型高速振荡器 Mixer CM-1000型




CM-1000

- ▶ 备有适用于各种容器的7种容器架。振荡速度范围300~2500rpm。
- ▶ 用途多样，可用于DNA，PNA的提取以及试剂的溶解等。
- ▶ 可用于大肠菌和微生物等细菌类培养。
- ▶ 适用于试药的混合和溶解
- ▶ 备有三种颜色的面板，可进行更换。


产品名称	高速振荡机
型号	CM-1000
产品代码No.	188146
振荡方式	旋回
振荡速度	300~1500rpm(50ml离心管) 300~1800rpm(15ml离心管) 300~1800rpm(装微量离心管时) 300~1200rpm(酶标板) 300~2500rpm(涡旋振荡板) 300~1800rpm(深孔板)
回转振幅	约3mm
振荡速度设定	旋钮设定
安全机能	马达过载保护、保险丝
附属机能	可定时30分钟
马达	DC无电刷马达
适用容器	微量离心管 0.5mlX24根 1.5mlX24根 2.0mlX24根 离心管 15mlX12根 50mlX6根 酶标板X2、深孔板X1、涡旋振荡板X1
振荡台载重量	约1kg
使用环境温度范围	5~37°C
外部尺寸(mm)	150(160)W × 157(170)D × 133(155)H
重量	约4.5 kg
电源	0.5A · 220V 50/60Hz

### CM-1000可选配件



可进行更换的面板，不同的颜色让您拥有不同的心情

### 进行试料搅拌时的状态



手机“扫一扫”  
浏览更多产品和促销信息。

# 振荡器 Shaker MMS-320 · 3020型



MMS-320



MMS-3020

## 丰富的振荡选配件 · 广阔的使用领域

- ▶ MMS-320 · 3020一台就可以**往复/旋回**振荡。振荡方式可以一键切换，操作简单。
- ▶ 从20回/min的低速振荡到250回/min都可以稳定振荡。在空气中可以适用于进行酵母的前期培养,形质转换后的应激细胞培养。
- ▶ 采用了新设计的振荡结构，比原来减少了5db以上的噪音，实现了安静运转。
- ▶ 振荡器的累计时间采用数显模式，可以进行混合状态的时间管理。
- ▶ 因为采用DC无刷马达，可以在4~50℃的环境温度下长时间连续运转，在低温恒温箱内也可以安心使用。
- ▶ 也可以放置在我公司的其他的恒温箱产品（SLI、LTE、LTI、FLI、MTI型）中使用。

产品名称	振荡器	
型号	MMS-320	MMS-3020
产品代码No.	267836	267876
振荡方式	往复/旋回	
性能	振荡速度	20~250回/min(最大振荡速度)
	振幅	40mm
机能	振荡速度设定·显示	旋钮设定·数字显示
	安全机能	保险丝·马达超负荷保护回路
	附属机能	振荡累计时间(1min~999h)
马达	DC无刷马达	
规格	保持架·振荡台	选购
	振荡台允许容纳荷重	约5kg含振荡台
使用环境温度范围	4~50℃	
外部尺寸(mm)振荡台高度除外	356W x 329 (342) D x 155H	456W x 379 (392) D x 150H
重量	约15KG	约19KG
电源输入·额定电源	0.1A 30VA · AC220V	



万能振荡台



多用振荡台

## EYELA

东京理化器械株式会社  
 东京都文京区小石川1-15-17 TN小石川大厦6层  
 TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571



有关安全的  
 注意事项

为了使您安全地使用本产品，在使用之前，  
 请仔细阅读《使用说明书》

### 埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海办事处 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室  
 北京办事处 北京市朝阳区门外大街10号昆泰大厦1502A室  
 广州办事处 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室  
 成都办事处 成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场903室  
 西安办事处 西安市碑林区文艺北路金色城市3栋1单元2706室

Tel: 021-62076878/31 62107271  
 Tel: 010-84264221/28  
 Tel: 020-38871910 38264610  
 Tel: 028-86511719  
 Tel: 029-87852182

Fax: 021-62076920  
 Fax: 010-84264233  
 Fax: 020-38871930  
 Fax: 028-86511803  
 Fax: 029-87852182

邮编: 200052  
 邮编: 100020  
 邮编: 510620  
 邮编: 610031  
 邮编: 710054

·由于产品需要不断的改良，因此这里所载产品的外观、规格有时会有变动。敬请理解。  
 ·由于本产品简介是印刷品，因此所载产品的颜色有时会与实物有少许差异。敬请理解。