

# PIKE漫反射附件

**EasiDiff** 漫反射附件适用于各品牌红外光谱仪，广泛用于固体分析以及样品检验。适用于中红外和近红外分析。



**UpIR**上置式漫反射附件既可用于粉末样品的测试，又适用于大样品的测试。是红外光谱法珠宝鉴定的必备附件。提供直径10, 7, 5, 3mm四种规格的样品挡板。



## DiffusIR 高温高压/高真空漫反射

三种温度选择：

HTV: 室温-500°C/1000°C；

LTV: -190-500°C

温度控制：数字温度控制器；计算机程序控制

真空型反应池真空度： $13 \times 10^{-4}$  Pa

高压型反应池最高压力：1500Psi



## AutoDiff 自动漫反射附件

提供60位样品盘

程序控制旋转样品盘



## XY 模式自动进样器

透射，反射测试模式

程序控制标准24, 48, 96微孔板测样

漫反射或镜反射对反应残留物测试

配备不同检测器，可进行中红外或近红外测试

