

# 无油空气压缩机 NEW WondaLab Pro

为原子吸收 & 气相色谱  
提供纯净、无油、稳定的气体!



岛津技迩(上海)商贸有限公司

SHIMADZU-GL SCIENCES(SHANGHAI)LABORATORY SUPPLIES CO.,LTD.

# WondaLab Pro 配套设备 — 气相色谱必备

## [产品特点]

“三重防线” 提供更纯净的气体

- 一重除水，去除因压缩空气而产生的大部分水汽。
- 二重除杂，装填了活性炭的过滤管，有效过滤有机物杂质。
- 三重再除水，流经硅胶过滤管时，将气体中残留的水份充分吸收。

“劳动模范” 默默持续恒压工作

- 不间断式的工作模式，降低了因频繁启停导致的压力波动。
- 最多可同时为两台气相色谱仪进行供气，经济节能。
- 低于 30dB(A) 的工作噪音，让实验做得更舒心。



## [应用范围]

WondaLab Pro AR-4000 可适用于气相色谱仪的 FID, FPD 及 FTD 检测器。



## 产品规格

	AR-4000
气流量	1 L/min
调压范围	0.05~0.4MPa
排水方式	手动
额定电源	220V, 50Hz
外形尺寸	230(W)*480(D)*370(H)mm
产品编号	8820-AR4000

# WondaLab Pro 配套设备 — 原子吸收必备

## [产品特点]

- 搭载双缸活塞式压缩机，采用无油干燥，无需润滑，输出气体纯净无油。
- 搭载螺旋式离心风冷除水器，快速冷却压缩空气，离心分离冷凝水，适应各种使用环境。
- 进出气共三级净化干燥，输出气体更加纯净。
- 不锈钢制储气罐，防止生锈。
- 悬挂式减震设计，震动更小。
- 增添环绕包围式吸音绵，噪音更低。



## [应用范围]

WondaLab Pro AR-5000A/AR-3000

针对岛津 AA-6300CF 及 AA-7000CF

原子吸收火焰发射光谱仪而升级研发，同时也可适配市面上各大品牌原子吸收光谱仪。



## 产品规格

	AR-5000A	AR-3000
气流量	30 L/min	30 L/min
调压范围	0.05~0.5MPa	0.05~0.5MPa
排水方式	自动	手动
额定电源	220V, 50Hz	220V, 50Hz
外形尺寸	320(W)*500(D)*620(H)mm	320(W)*500(D)*620(H)mm
产品编号	8820-AR5000A	8820-AR3000

# WondaLab Pro 配套设备 — 冷却循环水装置

AC-7000 冷却循环水装置提供纯净、无油、提供纯净、恒温、恒速的循环水，为您的原子吸收保驾护航。

专为岛津石墨炉型的AA-6880G、AA-6880FG、AA-6880AFG、AA-7000等原子吸收光谱仪而生。

## 安全智能

- 进口转动滚子压缩机，保证仪器的高效稳定运行。
- 搭载自动温控装置，提供精准的水循环输出。
- 搭载水位水流，高低温报警信号输出装置，操作无忧。
- 机身双面板散热孔设计，保证运行安全。
- 半包围式设计翅片管式风冷冷凝器，有效地避免积灰，延长仪器寿命。



温感液位控制器



AC-7000用滤芯  
产品编号：8820-AC7001

## 产品规格

电源要求	220V, 50Hz, 5A
输入功率	1000W
名义制冷量	1600W (25°C)
控温精度	±1°C
控温范围	5-35°C
水泵压力	0.05-0.15Mpa
水泵流量	0.5-20L /min
水箱容积	16L
过滤系统	过滤10µm以上大颗粒
制冷剂	R22
高温报警	38°C
低温报警	5°C
外形尺寸	430(W)*530(D)*800(H)mm
环境要求	环境温度5-30°C；相对湿度不超过80%（无凝结）
产品编号	8820-AC7000



## 人性化设计

- 前置面板搭配液晶显示，更便于操作。
- 静音风扇，启停式水泵双管齐下，减震良好，噪音低。
- 产品出厂配有连接岛津AA各型号的接头及配管，方便用户连接使用。
- 全不锈钢管件及水泵，并内置5寸PP棉材质的专用滤芯，过滤水中10µm以上大颗粒有效保护仪器延长使用寿命。
- 采用开放式设计，更换更加便捷，使作业不再繁琐。

## 便于维护

- 不锈钢开口浴槽，便于清洗。
- 过滤芯更换窗口采用开放式设计，作业不再繁琐。



## 岛津技迹(上海)商贸有限公司

SHIMADZU-GL SCIENCES(SHANGHAI)LABORATORY SUPPLIES CO.,LTD.

地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋2F

电话：021-62800202（代表） 传真：021-52583319 E-mail:contact@shimadzu-gl.com.cn

北京分公司地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦22层2211室

电话：010-84471667 传真：010-84471669

广州分公司地址：广州市流花路109号之9达宝广场1009

电话：020-36315399 传真：020-26282980

成都分公司地址：成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都B座19楼04单元

电话：028-85953678 传真：028-85953029

公司网址：www.shimadzu-gl.com.cn 客户服务热线：800-820-7730 400-920-7730