

KD scientific 公司生产销售全世界品质最稳定最精准的注射泵，为众多世界著名的科研单位所使用，有数万篇的重要研究文献。

KDS 注射泵在科研、工业生产中具有广泛的使用价值，能够实现液体精确而平稳的流动注射。

## Legacy 系列注射泵



特点:

- \* 精密的制造工艺，保证了极高的精度
- \* 无脉冲-适合于对脉冲敏感的操作
- \* 菜单式操作，简单、直接
- \* 可通过电脑/脚踏开关/阀门远端控制
- \* 从基础到高级，多种型号，满足不同需要
- \* 产品通过 CE 国际认证，质量可靠
- \* 注射容量实时显示，完成设定值后自动停止
- \* 注射容量和速率根据注射器大小自动选择
- \* 参数设置自动保存，下次开机后不需重新输入
- \* KDS 注射泵是要求准确、精准的液体/气体灌输操作的理想选择，用于领域及其广泛

### 技术参数

	产品	描述	适配注射器	流量范围		程控	精度	线推力
单通道	KDS100	注射	10ul-60ml	10ul	0.1ul/h	N/A	+<1%	9kg(20lb)
				10ml	127ml/h			
				60ml	519ml/h			
	KDS100L	注射	10ul-60ml	10ul	0.1ul/h	N/A	+<1%	9kg(20lb)
				10ml	127ml/h			
				60ml	519ml/h			
	KDS100Y	注射	10ul-60ml	10ul	0.1ul/h	N/A	+<1%	9kg(20lb)
				10ml	127ml/h			
				60ml	519ml/h			
双通道	KDS101	注射	10ul-10ml(2 syr)			N/A	+<1%	9kg(20lb)
			10ul-60ml(1 syr)					
	KDS120	注射/抽吸	10ul-10ml	10ul	0.1ul/h	N/A	+<1%	9kg(20lb)
				10ml	127ml/h			

	KDS200	注射	10ul-140ml	10ul	0.001ul/h	KDS200P	+<1%	18kg(40lb)
				10ml	21ml/h			
				60ml	86ml/h			
				140ml	145ml/h			
	KDS210	注射/抽吸	10ul-140ml	10ul	0.001ul/h	KDS210p	+<1%	18kg(40lb)
				10ml	21ml/h			
				60ml	86ml/h			
				140ml	145ml/h			
四通道	KDS250	注射	10ul-10ml	10ul	0.001ul/h	KDS250p	+<1%	18kg(40lb)
				10ml	21ml/h			
	KDS260	注射/抽吸	10ul-60ml	10ul	0.001ul/h	KDS260p	+<1%	18kg(40lb)
				10ml	21ml/h			
				60ml	86ml/h			
	KDS270	注射/抽吸	10ul-60ml	10ul	0.001ul/h	KDS270p	+<1%	18kg(40lb)
				10ml	21ml/h			
				60ml	70ml/h			
	十通道	KDS220	注射	10ul-10ml (10)			KDS220p	+<1%
20ml-60ml (6)								
100ml-140ml (4)								
KDS230		注射/抽吸	10ul-10ml (10)			KDS220p	+<1%	18kg(40lb)

## Legato 系列注射泵



### 特点:

- \* 高分辨率触摸屏控制，友好的操作界面，无与伦比的易用性
- \* 超大彩色显示屏 LED 显示所有的操作信息，以确保在实验中进行合适的操作
- \* 仪器满足密码保护功能，有效保护使用权
- \* 利用 USB 接口或内置的 RS485 接口可与电脑连接，通过 RS485 接口可实现 99 个注射泵相连，也可使用 I/O 接口
- \* 体积小，节省空间，可直立操作、画面亦可直立
- \* 全金属底座，使操作更安静、震动更小
- \* 实验重现性可达+0.05%0.05%
- \* 通过 CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS 认证

### 技术参数

	产品	描述	适配注射器	流量范围		程控	精度	线推力
单通道	Legato100	注射	0.5ul-60ml	0.5ul	1.28pm/min	N/A	+0.5%	13.6kg/30lbs
				10ml	25.99ml/min			
				60ml	88.28ml/min			
	Legato110	注射/抽吸	0.5ul-60ml	0.5ul	1.28pm/min	Yes	+0.5%	13.6kg/30lbs
				10ml	25.99ml/min			
				60ml	88.28ml/min			
	Legato130	注射/抽吸	0.5ul-1000ul	0.5ul	3.66pm/min	N/A	+0.5%	5kg/11lbs
				1ml	3.818ml/min			
	双通道	Legato101	注射	0.5ul-10ml	0.5ul	1.28pm/min	N/A	+0.5%
10ml					25.99ml/min			
Legato111		注射/抽吸	0.5ul-10ml	0.5ul	1.28pm/min	Yes	+0.5%	13.6kg/30lbs
				10ml	25.99ml/min			
Legato180		注射/抽吸	0.5ul-10ml	0.5ul	1.28pm/min	Yes	+0.35%	13.6kg/30lbs
				10ml	25.99ml/min			
Legato200		注射/抽吸	0.5ul-140ml	0.5ul	0.5pl/min	N/A	+0.35%	34kg/ 75lbs
				140ml	220.97ml/min			
Legato210		注射/抽吸	0.5ul-140ml	0.5ul	0.5pl/min	N/A	+0.35%	34kg/ 75lbs
				140ml	220.97ml/min			
Legato210p		注射/抽吸	0.5ul-140ml	0.5ul	0.5pl/min	Yes	+0.35%	34kg/ 75lbs
				140ml	220.97ml/min			
四通道	Legato270	注射/抽吸	0.5ul-140ml	0.5ul	0.5pl/min	N/A	+0.35%	34kg/ 75lbs
				140ml	220.97ml/min			
	Legato270p	注射/抽吸	0.5ul-140ml	0.5ul	0.5pl/min	Yes	+0.35%	34kg/ 75lbs



全国统一服务热线：4007842772

地址：上海市宝山区城银路 555 弄 12 号 315 [200444]

电话：021-34978027

手机：18321643460

E-Mail：service@ma-sum.com