

Galaxy
菌落计数器



Rocker
悬浮固形物过滤装置



型号	Galaxy 330
显示屏	3位数(0-999)LED面板 <共 4 组>
放大倍数	2~3倍
培养皿尺寸	直径60mm及90~150mm(可调整)
内存	100组
平均功能	Yes
归零键	Yes
倒退计数键	Yes
光源	LED 灯 (可调整亮度)
压力敏感度调整	可调整
计数声响调整	可调整
输出	USB
尺寸(LxWxH)	35.1 x 30.2 x 37 cm
净重	5.6 kg

型号	Rocker 300 - LF 30 - SS
电压/频率	220V/50Hz
泵最大流量	20 l/min
泵最大真空度	105 mbar / 91 kpa / 680 mmHg
漏斗/废液瓶容量	300 ml / 1200 ml
滤膜直径	47 mm / 50 mm
有效过滤面积	12.5 cm ²
适用软管内径	5/16 inch (8 mm)
各部位名称	材质
过滤漏斗	PES
接收瓶	PC
滤膜垫片	PP
漏斗盖	PP
浮球防溢保护装置	PP
滤膜	47 mm 玻璃纤维滤纸(1µm), 100/PK

COD
加热分解炉



COD
检测仪



Model	CR 25
显示	4位数LED, 显示设置温度、时间、铝块温度、倒数计时
温度范围	1~999分钟倒数, 自动关闭及声响警示功能 ±2°C(at 150°C)
温度准确度	± 2°C
温度稳定度	± 1°C
环境温度	5~40°C (相对湿度10~90%)
定时器	预设30分/60分/120分、自定1~999分钟与无限时间加热
外壳材质	不锈钢烤漆
加热铝块	可放置 Ø16mm 试管 25 支
电源	350W (AC 110V或AC 200V)
安全性	PTFE防烫保护与过热(220°C)断电保护
尺寸(LxWxH)	30.5 x 19 x 11.5 cm

Model	CD 200
适用试剂厂牌	HACH, Lovibond, CHEMetrics 及 6组自定义曲线
测定范围	10 - 150 mg/l, 100 - 1500 mg/l, 1000 - 15000 mg/l
显示器	背光型 LCD
检测光源	LED
波长	420 nm, 610 nm
波长选择	automatic
测定速度	3 秒
光学稳定度	≤ 0.005 Abs / 30min
内存	100 组
数据格式	浓度、样品号、时间
电源	DC 9V 电池、外接电源变压器
尺寸(LxWxH)	23.0 x 12.5 x 8.5 cm



Life Sciences / Water Test



洛科儀器股份有限公司

台湾总公司
台湾高雄市苓雅区光华一路206号19F-6
电话: +886-7-2273358 传真: +886-7-2273716
手机: +86-13910489923
E-mail: Gordon@rocker.com.tw

华北代理商: 北京卓信宏业仪器设备有限公司
北京市海淀区建材城中路3号程远大厦B座713
电话: 4008-678-017 / 010-82938685 传真: 010-82931321
网站: <http://www.zhuoxin17.com>
E-mail: sale@bjzx17.com



www.rocker.com.tw

Lafil 多功能真空 过滤吸引系统



型号	Lafil 100	Lafil 100 + LF5a 过滤组
泵最大真空度	345 mbar / 67 kpa / 500 mmHg	345 mbar / 67 kpa / 500 mmHg
泵最大流量	4.0 L/min	4.0 L/min
马达	直流无刷马达	直流无刷马达
电压 / 变压器	DC 12V / AC 100 - 240V	DC 12V / AC 100 - 240V
重量	1.3 kg	1.3 kg
尺寸 (LxWxH)	26.5 x 13 x 21 cm	26.5 x 13 x 33 cm
配件	材质	LF5a 配件
主机本体	ABS	(1) PP 过滤杯盖
手持操作器	POM	(2) 500ml PES 旋卡式过滤杯
单 / 八道退 tip 接头	POM	(3) 组织培养瓶转接过滤座
抽气试剂瓶瓶盖	PP	

型号	Lafil 300 - BioDolphin
电压 / 频率	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar / 91 kpa / 680 mmHg
最大流量	20 l/min
适用软管接头	5/16inch(8mm)
过热保护装置	Yes
泵型式	活塞式
尺寸 (LxWxH)	33.5 x 23 x 29.5 cm
配件	Lafil 300 - BioDolphin 材质
废液瓶	PES
手持操作器	POM
单/八道退 tip 接头	POM
单 tip 接头(150mm)	POM

BioVac 废液抽吸系统



型号	BioVac 225 Plus	BioVac 240 Plus	Lafil 300 Plus
电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
最大真空度	145 mbar / 86kpa / 650 mmHg	53 mbar / 96 kpa / 720 mmHg	105 mbar / 91 kpa / 680 mmHg
最大流量	23 l/min	38 l/min	20 l/min
适用软管接头	3/16inch(5mm)	3/16inch(5mm)	5/16inch(8mm)
过热保护装置	Yes	Yes	Yes
泵型式	隔膜式	活塞式	活塞式
尺寸 (LxWxH)	37x15x25cm	53x24x35cm	33.5 x 23 x 29.5 cm
配件	材质	材质	材质
废液瓶	PC (1000ml)	PC (3000ml)	PES
手持操作器	POM	POM	POM
单/八道退 tip 接头	POM	POM	POM
单 tip 接头 (150mm)	POM	POM	POM

WelVac 真空纯化系统




型号	WelVac 200
过滤座材质	铝合金
垫片材质	橡胶
O型垫片材质	橡胶
离心管转置版材质	PC (polycarbonate)
鲁尔接头	硅胶
鲁尔接头孔塞	硅胶
适用软管内径	5/16 inch (8 mm)
内径尺寸(LxWxH)	12.8 x 86 x 73.2 cm
外径尺寸(LxWxH)	23.2 x 12.4 x 10.2 cm
净重	2.6 kg

型号	WelVac 210
最大真空度	105 mbar / 91 kpa / 680 mmHg
最大流量	23 l/min
噪音值	50 dB
适用软管内径	5/16 inch (8 mm)
碟型滤片材质	PTFE
碟型滤片规格	Ø35mm, 0.2 µm

* WelVac真空纯化装置利用真空动能取代传统离心的方法，以简化处理质体DNA、单股DNA、RNA、基因体DNA和病毒核酸，甚至是PCR或其他酵素反应等实验的纯化装置。

BioDolphin 废液抽吸套件组



1. 199100-30 手持操作器
2. 199100-46 单道 tip 接头 (50mm)
3. 199100-48 单道不锈钢接头 (80mm)
4. 199100-47 单道不锈钢接头 (40mm)
5. 199100-49 八道不锈钢接头 (40mm)
6. 199100-50 八道退 tip 接头
7. 199100-61 配件放置架
8. 199100-75 单道退 tip 接头
9. 199100-76 单道 tip 接头 (150mm)

型号	BioDolphin
操作模式	按压抽吸
适用软管内径	3/16 inch (5 mm)
尺寸 (LxWxH)	15.0 x 15.2 x 14.5 cm
配件名称	材质
手持操作器	POM
单道 tip 接头	POM
单/八道退 tip 接头	POM
单/八道不锈钢接头	主体: POM, 不锈钢管: SUS304
配件放置架	ABS

Dragon 电子点火本生灯



型号	Dragon 100	Dragon 200	Dragon 220
最高温度	1300°C	1300°C	1300°C
燃料容量	40 g	35 g	35 g
连续工作时间	60 min	60 min	60 min
安全开关	Yes	Yes	Yes
尺寸 (HxWxD)	16.1 x 13.7 x 7.9 cm	9.2 x 11.5 x 7.9 cm	9.4 x 11.5 x 7.8 cm
净重	380 g	407 g	425 g

过滤瓶组配件



GL45 抽气试剂瓶瓶盖组

规格	500ml 试剂瓶 (含抽气试剂瓶瓶盖)	1000ml 试剂瓶 (含抽气试剂瓶瓶盖)	抽气试剂瓶瓶盖
型号	197000-60-500	197000-60-1000	197000-60
适用软管内径	3/16 in. (5 mm)	3/16 in. (5 mm)	3/16 in. (5 mm)
材质	-	-	PP (Autoclavable)

PP 废液瓶

规格	4000ml 废液瓶	4000ml 废液瓶 (含排水装置)
型号	167200-47	167200-48
适用软管内径	1/4 in. (6 mm)	1/4 in. (6 mm)
液位刻度间距	500 ml	500 ml
浮球防溢保护装置	Yes	Yes
排水装置	-	Yes
蒸气灭菌	Yes	Yes