

定制氮吹 选购指南

来亨多功能氮吹仪采用分体设计，搭配灵活，可根据实验需求搭配最适合您的氮吹仪。

第一步: 选择氮吹仪的类型

L-148自动氮吹



L-128手动氮吹



第二步: 选择恒温加热仪

L-119T金属加热仪
(RT+5-100°C)



L-129T金属加热仪
(RT+5-200°C)



L-139T水浴加热仪
(RT+5-160°C)




第三步: 选择适合的金属模块或试管架

金属模块 (φ6-26)



试管架 (φ10-26)





手动氮吹仪
L-128

产品特点

便捷、快速完成样品前处理

- 快速安装，操作便捷，吹针快装设计，即插即用；
- 独特气道分配方式，气流吹扫如口吹气般轻柔；
- 吹针相互独立，保护样品洁净无交叉污染；
- 最多同时浓缩90位样品，适用大位数微量样品的浓缩。

模块化设计，一机多用

- 干式、水浴自由选择，根据实验需要任意搭配；
- 氮吹仪、加热仪均可单独使用，提高仪器使用效率；
- 恒温加热仪采用PID控温技术，温控精准稳定，自带加热定时功能，程序结束自动停止加热；
- 多种尺寸的试管架、金属模块可供选择，特殊尺寸可定制。

详细参数

控制方式：	手动
可插吹针数：	≤90位/60位
氮吹头垂直位移：	≤380mm
气腔可承受压力：	≤15Kpa
气体流量：	≤12L/min
进气咀直径：	8mm
氮吹针长度：	127mm
外形尺寸：	300*320*570mm

恒温加热仪

详细参数



产品型号:	L-119T	L-129T	L-139T
加热方式:	干浴加热	干浴加热	水(油)浴加热
温度范围:	RT+5-100℃	RT+5-200℃	RT+5-160℃
温度稳定性:	40℃ ≤±0.1℃ 100℃ ≤±0.2℃	40℃ ≤±0.1℃ 100℃ ≤±0.2℃	40℃ ≤±0.5℃ 100℃ ≤±0.5℃
加热定时:	99h60min	99h60min	99h60min
适装模块:	3个金属模块	2个金属模块	1个试管架
处理样品位数:	90位	60位	60位
模块规格:	φ 6-26mm	φ 6-26mm	φ 10-26mm
电压及功率:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
外形尺寸:	320*280*120mm	320*280*120mm	300*290*185mm
净重:	4.5kg	4.5kg	6kg

配件



试管架型号

B10-20
B11-20
B12-20
B13-20
C14-12
C15-12
C16-12
C17-12
C18-12
D19-6
D20-6
D22-6
D24-6
D25-6
D26-6

适用试管外壁直径/孔位

φ 10×60孔
φ 11×60孔
φ 12×60孔
φ 13×60孔
φ 14×36孔
φ 15×36孔
φ 16×36孔
φ 17×36孔
φ 18×36孔
φ 19×18孔
φ 20×18孔
φ 22×18孔
φ 24×18孔
φ 25×18孔
φ 26×18孔

金属模块型号

04-006
04-007
04-008
04-009
04-010
04-011
04-012
04-013
04-014
04-015
04-016
04-017
04-018
04-019
04-020
04-021
04-022

适用试管外壁直径/孔位

φ 6×30孔
φ 8×30孔
φ 10×20孔
φ 11×20孔
φ 12×20孔
φ 13×20孔
φ 14×20孔
φ 15×12孔
φ 16×12孔
φ 17×12孔
φ 18×12孔
φ 19×6孔
φ 20×6孔
φ 22×6孔
φ 24×6孔
φ 25×6孔
φ 26×6孔

