



深圳市清时捷科技有限公司

## TA-201 台式次氯酸钠有效氯测定仪



### 应用场景：

适用于成品次氯酸钠溶液及次氯酸钠发生器产生的次氯酸钠溶液中有效氯含量的检测。



## 功能特点:

### 省时便捷的测试模式

纯水调零后，取样品直接进行测试，无需加试剂，测试步骤仅需两步。

### 高效的自动化分析计算

预设参数程序模块，内置标准计算公式，使整个测试过程简便快捷。

### 稳定准确的测定结果

内置严格校准的标准曲线，**保证**测试结果的稳定性与标准性。



## 技术参数

	有效氯 (LR)	有效氯 (HR)
量程	500-20000mg/L	1.00-15.00%
读数分度	1mg/L	0.10%
精    度	7000mg/L 有效氯 ≤200mg/L	10.0%有效氯 ≤0.25%
显示屏幕	3.2 寸	
试剂	免试剂测试	
检测方法	光谱法	
尺寸	457*340*206mm	
电源	AC100-240V, 50/60Hz	
重量	10kg	