



## 热空气消毒箱



### 热空气消毒箱

#### ■ 产品特点:

- 迅速、安全、可靠 灭菌。
- 便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。
- 专用功能键实现温度设定。
- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
- 立式双风道气套，涡轮离心强制送风，温度更均匀。
- 调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。

- 强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度 $<50^{\circ}\text{C}$ ，长时长寿运行。

■功能型:

- 液晶多数据全屏操作显示，停电记忆、停电补偿。
- 过升防止器

■安全性:

- 过升报警、菜单锁定、过升防止

■技术参数:

型号	GX30B/GX30BE	GX45B/GX45BE	GX65B/GX65BE	GX125B/GX125BE	GX230B/GX230BE
方式	双风道强制对流				
性能	使用温度范围	RT+10~300 $^{\circ}\text{C}$			
	温度分辨率	0.1 $^{\circ}\text{C}$			
	温度波动度	$\pm 1^{\circ}\text{C}$			
	温度分布精度	$\pm 2.5\%$			
构成	内装	不锈钢板			
	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装			
	断热材	硅酸铝纤维			

	加热器	不锈钢加热管				镍铬合金加热丝
	额定功率	0.8kw	1.2kw	1.6kw	2.3kw	3.0kw
	排气口	内径 28mm*1, 顶部				内径 28mm*2, 顶部
控制 器	温度控制方式	B 型: 数码管双列 PID; BE 型: 液晶双列 PID				
	温度设定方式	轻触四按键设定				
	温度表 示方 式	B 型: 测定温度显示: 4 位数 码上位显示; 设定温度显示: 4 位数码下位显示				
		BE 型: 测定温度显示: 液晶上位显示; 设定温度显示: 液晶下位显示				
	定时器	0~9999 分钟 (带定时等待功能)				
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止				
	程序模式	选配				
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补 偿、停电记忆、调速风机 (BE 型: 过升防止器)				
	传感器	Pt100				
安全装置		过升报警 (BE 型: 过升防止器)				
规 格	内尺寸 (宽* 深*高 mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	500*450*550	600*500*750
	外形尺寸 (宽 *深*高 mm)	460*510*695	500*550*735	550*550*840	636*680*915	730*670*1220
	外包装尺寸 (宽*深* 高 mm)	550*570*765	620*585*800	640*640*905	730*720*1000	900*800*1350
	内容积	30L	45L	65L	125L	230L
	隔板承重	15kg				
	隔板层数	6 层	7 层	9 层	13 层	17 层
	隔板间距	35mm				
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/10.5A	AC220V/13.6A
	净重/毛重 kg	33/37	37/43	44/49	60/66	94/120
附属	隔板	2 件				

品	隔板架	4 件
可增加配置(GXBE 型)	隔板、RS485 接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U 盘数据储存	
备注	GX230B/BE 无调速风机	
	换装远红外加热装置即为远红外干燥箱，节能 40%	