


# 磁力搅拌高低温浴槽

温度范围: -40~150°C


- 采用 PID1 和 ACC( Intelligent Cascade Control ) 温度控制技术, 进行精确控温;
- 采用 ATC ( Absolute Temperature Calibration ) 温度校准, 可以自行校准, 保证仪器准确性;
- 配置高亮显示屏, 从远处即可清晰监测温度;
- 高品质不锈钢加热盘管, 耐腐蚀, 不结水垢, 易清洗;
- 可自由旋转循环泵内循环出口, 以适应不同浴槽;
- 低噪音设计, 让实验室免除噪音污染;
- 待机及自动启动仪器工作模式可选;
- 使用便捷, 设备启动 / 关机便捷, 智能化操作理念;
- 节省空间的冷却盘管设计, 增大浴槽内部可用空间;
- 容易拆卸的通风格栅, 方便清洁制冷单元的冷凝器;
- 浴槽盖独特的金字塔设计, 确保冷凝液直接滴落回浴槽内部;
- 浴槽盖安全防护, 符合人体工程学的塑柄保护你的手指, 避免被高温烫伤;
- 安全电源设计, 可锁定的电源插头, 安全系数更高;
- 全程工作温度范围内的过温安全保护功能, 保护实验安全;
- 液位浮子提供低液位报警功能, 当液位过低时, 声光报警并切断电源防止干烧;
- 良好的内部原件布置和宽敞的散热空间, 保证控制器长期稳定运行;
- 带有 USB 接口, 可配合软件进行远程控制, 在线记录
- 使用 M16\*1MALE 外循环接口, 外循环连接更加便捷
- 执行欧洲质量标准, 符合 EN 61010, EN 61326, WEEE/RoHS
- 符合 DIN 12876-1 标准的 Class III (FL) 安全认证



样品瓶浸入深度可调节



根据样品瓶容积大小, 选择不同的锥形瓶夹具



订货号	型号	温度范围 °C	温度稳定性 °C	搅拌速度 rpm	搅拌位	浴槽体积 L	外形尺寸 W x L x H cm
9012702S	CD-201FS	-20~150	± 0.03	100~1600	1	3~4	44 x41 x44
9012705S	CD-601FS	-40~150	± 0.03	100~1600	1	5~7.5	36 x46 x 74
9021702S	DD-201FS	-20~150	± 0.01	100~1600	1	3~4	44 x41 x44
9021705S	DD-601FS	-40~150	± 0.01	100~1600	1	5~7.5	36 x46 x 74

可选配样品瓶固定夹, 特殊浴槽盖等附件

## 选配附件

订货号	名称	描述
8970601	锥形瓶固定夹	适用于 10ml 锥形瓶
8970602	锥形瓶固定夹	适用于 25ml 锥形瓶
8970603	锥形瓶固定夹	适用于 50ml 锥形瓶
8970604	锥形瓶固定夹	适用于 100ml 锥形瓶
8970606	锥形瓶固定夹	适用于 200/250ml 锥形瓶
8970607	锥形瓶固定夹	适用于 300ml 锥形瓶
8970608	锥形瓶固定夹	适用于 500ml 锥形瓶
8970609	锥形瓶固定夹	适用于 1000ml 锥形瓶
001.610	橄榄形搅拌子	长 10mm, 直径 5mm
001.620	橄榄形搅拌子	长 20mm, 直径 10mm
001.630	橄榄形搅拌子	长 30mm, 直径 16mm



## 加热及加热制冷浴槽 / 循环器附件

### 透明浴槽最高温度 +100°C

浸入式循环加热

订货号	描述	适用型号
9 901 305	5 L, 透明浴槽 BT5	VIVO,C,CD
9 901 309	9 L, 透明浴槽 BT9	VIVO,C,CD
9 901 319	19 L, 透明浴槽 BT19	VIVO,C,CD
9 901 327	27 L, 透明浴槽 BT27	VIVO,C,CD
9 900 305	5 L, 透明浴槽 5A	VIVO,C,CD
9 900 307	7 L, 透明浴槽 7A	VIVO,C,CD
9 900 313	13 L, 透明浴槽 13A	VIVO,C,CD
9 900 319	19L, 透明浴槽 19A	VIVO,C,CD
9 900 513	13 L, 透明浴槽 13M	VIVO,C,CD

### 不锈钢浴槽最高温度 +150°C

浸入式循环加热

订货号	描述	适用型号
8 902 405	5 L, 不锈钢浴槽	C,CD
8 902 413	13 L, 不锈钢浴槽	C,CD
8 902 419	19 L, 不锈钢浴槽	C,CD
9 903 405	5 L, 不锈钢浴槽 B5	C,CD
9 903 413	13 L, 不锈钢浴槽 B13	C,CD
9 903 417	17 L, 不锈钢浴槽 B17	C,CD
9 903 419	19 L, 不锈钢浴槽 B19	C,CD
9 903 427	27 L, 不锈钢浴槽 B27	C,CD
9 903 433	33 L, 不锈钢浴槽 B33	C,CD
9 903 439	39 L, 不锈钢浴槽 B39	C,CD

### 装配框架

订货号	描述	适用型号
9 970 229	不锈钢桥架, 包括控制头安装框架	C-BT5, C-B5
9 970 228	不锈钢桥架, 包括控制头安装框架	C-BT19/27, C-B13/17/19/27
9 970 228P	不锈钢桥架, 包括控制头安装框架	C, CD-5,13,19

### 通用浴槽夹具

订货号	描述	适用型号
9 970 420	浴槽壁厚最大可达 30 毫米	C, CD

### 泵组件 外部温度应用

订货号	描述	适用型号
9 970 140	泵组件, m16x1 泵接口	CD





### 固定夹具


订货号	描述	适用型号
9 970 022	支撑杆, 200x12mm 直径	C, CD

### EasyTemp 自动控制

软件软件用于仪器控制, 数据记录及可视化


订货号	描述	适用型号
8901102	自动控制软件, 免费, 可在 <a href="http://www.julabo.com">www.julabo.com</a> 官网下载	CD, DD
8901105	专家级自动控制软件, 含 USB-Dongle	CD, DD
9900110	USB 接口电缆 A-B 型, 2 米	CD, DD
9901102	USB 延长线, 5 米	CD, DD
9901114	USB 延长线, 10 米	CD, DD






### 高度可调浸入式平台

订货号	描述	适用型号
9 970 502	高度可调浸入式平台	B19, B27
9 970 503	高度可调浸入式平台	B13, B17



### 不锈钢试管架 最高温度 +150°C

订货号	描述	适用型号
9 970 320	可放置 30 位 100*17mm 直径试管	B5, BT5
9 970 321	可放置 42 位 75*12/13mm 直径试管	B5, BT5
9 970 322	可放置 42 位 40*10/11mm 直径试管	B5, BT5
9 970 323	可放置 10 位 50ml Falcon 试管	B5, BT5



### 聚丙烯试管架 最高温度 +100°C

订货号	描述	适用型号
9 970 300	可放置 60 位 100*16/17mm 直径试管	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27
9 970 301	可放置 90 位 75*12/113mm 直径试管	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27
9 970 303	可放置 21 位 30mm 直径试管	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27

哪些类型的测试管架适合您的浴槽？最多可以放置几个试管架？

订货号	BT5	BT9	BT19	BT27	B5	B13	B17	B19	B27	B33	B39
9 970 320	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 321	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 322	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 323	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9 970 300	-	-	1	3	-	1	1	3	3	6	-
9 970 301	-	-	1	3	-	1	1	3	3	6	-
9 970 303	-	-	1	3	-	1	1	3	3	6	-



### 浴槽盖

订货号	描述	适用型号
9 970 296	平槽盖	B5, BT5
9 970 290	平槽盖	B13, B17
9 970 291	平槽盖	B19, B27, BT19, BT27
9 970 292	平槽盖	B33
9 970 293	平槽盖	B39
9 970 253	弧形不锈钢浴槽盖	B13, B17
9 970 254	弧形不锈钢浴槽盖	B19, B27, BT19, BT27
9 970 257	弧形不锈钢浴槽盖	B33



### 带特制冷却盘管的浴槽盖


可以在冷却盘管中通入自来水或者其他低温溶液进行快速降温

订货号	描述	适用型号
9 970 240	带特制冷却盘管的浴槽盖	BC4, BC6
9 970 242	带特制冷却盘管的浴槽盖	BC12
9 970 100	逆流式冷却盘管	CD-BT5/19/27, CD-B5/13/17/19/27/33/39
9 970 101	水冷却盘管	C, CD-BT5/9/19/27, C, CD-B5/13/17/19/27
9 970 102P	水冷却盘管	C, CD-5, 13, 19



### CD-1001F 啤酒保质期测试附件


订货号	描述	适用型号
9 970 337	啤酒瓶挂篮, 20 孔, 适合 0.33L-0.5L	CD-1001F, DD-1001F
9 970 247	透明浴槽盖, 工作温度 -10~80°C	CD-1001F, DD-1001F



## 防蒸发塑料球

以减少热损失，蒸发，氧气输入，气味，光的作用

订货号	描述	适用型号
8 970 010	防蒸发塑料球, 聚丙烯, 空心 20 mm 直径, 1000 个 / 包, 适用溶液仅为水	CD



## Aqua-Stabil 浴槽保护液

可以防止藻类和菌类的生长, 颜色变化将指示保护液是否已经失效, 以便使用者及时添加新的保护液

订货号	描述	适用型号
8 940 006	6 瓶 /Pack. 100mL/ 瓶	CD
8 940 012	12 瓶 /Pack. 100mL/ 瓶	CD



## 压瓶环

- 金属材料加 PVC 保护层; 非常适用于固定各种规格的三角瓶和锥形瓶;
- 可以将烧杯, 锥形瓶, 容量瓶等固定在内置提篮或器皿固定夹上, 用于清洗或脱气。

订货号	型号	颜色	尺寸 (OD) x (ID)	重量	材质
5660	S 型	红色	Ø 70 x Ø 27 mm	0.3 kg	铅 (PVC 涂层)
5661	M 型	黄色	Ø 105 x Ø 52 mm	0.5 kg	铅 (PVC 涂层)
5662	L 型	蓝色	Ø 140 x Ø 76 mm	1.2 kg	铅 (PVC 涂层)



## 高低温浴油

### 优点

- 温度范围广
- 低粘度
- 高稳定性
- 良好的导热性
- 气味小
- 低腐蚀性
- 无毒



## 适用于加热循环浴槽 / 加热制冷循环浴槽

订货号	包装体积	浴液名称	工作温度范围 °C	闪点 °C	燃点 °C	20°C时运动粘度 mm²/s	20°C密度 g/cm³	沸点 °C	点火温度 °C	颜色
8 940 124	10	Thermal G	-30...+80			4.07	1.08	107		淡黄色
8 940 125	5									
8 940 114	10	Thermal H10	(-40 <sup>1</sup> ) -20...+180	190	216	10.8	0.94	> 300	> 400	透明
8 940 115	5									
8 940 108	10	Thermal H20S	0...+220	230	274	22.3	0.95	> 315	> 400	浅棕色
8 940 109	5									
8 940 135	5	Thermal H200	+60...+200	292	334	115	1.06	>300	> 400	透明
8 940 102	10									
8 940 103	5	Thermal HS	+20...+250	270	>360	55	0.96	> 315	> 400	浅棕色
8 940 100	10									
8 940 101	5	Thermal M	+40...170	284	306	293	1.15	--	> 255	透明
8 940 106	10									
8 940 107	5	Thermal H5	-50...+105	124	142	5.66	0.92	> 300	> 400	透明
8 940 104	10									
8 940 105	5	Thermal HY	-80...+55	78	80	> 4	0.9	> 300	> 400	透明

注 1: 使用在专家型 CF31 / CF41 时, 最低温可至 -40