

BIOBASE-MW9623 洗板机



产品特点：

- 1、加液均匀、吸液彻底、保证良好的清洗效果；
 - (1) 精密洗头结构设计和二次液体分流技术、96孔加液准确度 CV 小于 1.5%；
 - (2) 特殊多点定位吸液功能，每孔平均残留量小于 0.7ul；
 - (3) 首创两板交替清洗技术，免去取放板和浸泡等待时间；
- 2、专业的防堵设计，保证用的放心；
 - (1) 独特注水通道拆洗功能，洗液超滤功能和管道蒸馏水冲洗功能；
 - (2) 专有堵孔排查程序和开关机时液路自动蒸馏水冲洗功能；
- 3、极小的液体携带使您无需担心交叉污染问题；
 - (1) 注液针与吸液针独立分开，吸液随量跟踪和微孔板底部冲洗功能；
 - (2) 微孔板储板位悬空设计，避免微孔板底面受污染而擦拭影响结果判读；
- 4、适合各种标本量用户，彻底解决补孔及拆条烦恼；
 - (1) 国际首创酶标板各条的孔数不足不必补孔专利技术；
 - (2) 板条不连续不用拆板，仪器对板中的任意条进行选择清洗；

主要技术参数：

- 1、清洗头：96针单条可控制，8孔/条和12孔/条可选；
- 2、清洗次数：1-99次可调；
- 3、清洗条数：整板或1-12条任意组合，键盘选择控制并指示；
- 4、清洗方式：单板、双板或多板三种；
- 5、清洗液加入量：50-950ul/孔，间隔50ul可调（可扩展至0-6000ul/孔，间隔25ul可调）；
- 6、洗板速度为：5秒/板/次，每小时140块板；
- 7、浸泡货振板时间：0-999秒/分/时可调；
- 8、吸液时间：0.1-9.9秒可调，间隔0.1秒；
- 9、洗板位：A、B两个；
- 10、洗液容量：洗液瓶300ml和4000ml，废液瓶4000ml

提示：

- 1、可提供配套的洗板机专用清洁液用于预防仪器老化和减少堵孔发生；
- 2、可选配水雾捕捉器确保泵体内干燥以预防水雾液滴，延长泵体的使用寿命；
- 3、洗液瓶或废液瓶可选配 300ml、2L、5L、10L、20L。