



重金属多参数测定仪

型号：HNM-978



产品简介：

重金属多参数测定仪采用密封催化消解，然后使用比色法测量，先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示及打印样品的浓度值。设备搭载 4.3 英寸液晶屏，扁平 UI 设计的界面，可以让检测数据更直观的展现。引导式检测模式，降低了学习成本，使用者可以简单快速的上手操作，设备配备预制试剂，无需使用者配比多种检测试剂，只需要添加检测的水样即可。

功能特点：

多参数检测：支持铜、镍、铁、锌、六价铬、总铬参数的测定。

检测精准：依据国家检测标准研发，广泛适用于生产生活废水的检测。

光源优势：采用进口冷光源，光学性能极佳，寿命长达 10 万小时。





操作智能：设备采用引导式操作，用户可根据提示轻松完成检测操作。

智能打印：可设置检测完成自动打印浓度结果，或选择手动打印模式。

连续测量：检测样品多，可开启连续检测模式，具备更高的检测效率。

性价比高：配备完善的耗材试剂，价格低、用量少。

预制试剂：为客户配套预制试剂，只需添加样品即可检测出值。

操作安全：消解比色一体，无需换成比色皿检测，测定方法简单、高效。

智能程序：4.3 寸彩色液晶屏显示，搭配 UI 交互界面，操作简单省时。

技术参数：



产品型号	重金属多参数测定仪					
检测参数	铜	镍	铁	锌	六价铬	总铬
测量标准	双环己酮酰二脲光度法	GB11910-89	HJ/T345-2007	二甲酚橙法	GB7467-87	GB7466-87
测量范围	0-1mg/L	0-4mg/L	0-5mg/L	0-3mg/L	0-1mg/L	0-1mg/L
检测下限	0.04mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.05mg/L	0.01mg/L	0.01mg/L
消解温度	不消解	不消解	不消解	不消解	不消解	120℃，30min





检测时间	5 分钟/25 样	5 分钟/25 样	5 分钟/25 样	5 分钟/25 样	5 分钟/25 样	5 分钟/25 样
示值误差	$\leq \pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\leq \pm 5\%$	$\leq \pm 5\%$	$\leq \pm 5\%$	$\leq \pm 5\%$
仪器电源	AC (220V \pm 5%), 50Hz					
工作环境	5-40 $^{\circ}$ C, \leq 85%无冷凝					
仪器尺寸	300mm \times 230mm \times 115mm					
仪器重量	约 2.8kg					
显示方式	4.3 寸高清彩色液晶屏					
比色方式	比色管 (消解比色一体)					
拓展功能	PC 联机					





重金属多参数测定特别说明：标配不含消解器，如需消解器，可致电我公司具体咨询，有多种消解器供用户选择！

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509





产品核心优势



智能程序
快速上手



集成多种
检测参数



4.3 英寸
全彩液晶屏



冷光源窄带
干涉技术



预制试剂
直接检测



化学工程师
上门指导培训



glos 系统
引导模式



简单智能的
扁平化操作



强大算法内
置科研程序



标配热敏式
打印机



标准比色管
无需移液



质保 2 年
终身维护

