



PIPETTES

ErgoOne® FAST 移液控制器

锂聚合物电池 . 超长续航能力 . 智能电量指示 . 产品质量更轻

电动助吸器

灵活 . 准确 . 安全

ErgoOne[®] FAST

压敏控制电动移液助吸器



灵活准确安全的移液

更高效地移液

我们在开发ErgoOne® 移液控制器的过程中，更快的移液速度被认为是一项重要功能，而结果令人信服！ErgOne®Fast可在不到4秒钟的时间内吸入25毫升液体！

人性化与时尚

ErgoOne®Fast的每一个方面都考虑到了人体工学。ErgoOne®Fast是市场上最轻的移液控制器之一。它的设计是为了操作更舒适并适合长时间使用而无明显疲劳感。

灵活

适用于玻璃或塑料移液管，容量从1ml到100ml。

准确

流畅的取液、排液过程能够确保获得准确的移液效果。

安全

优化的密封系统和通用的移液管接头避免了泄漏，移液过程更安全。

移液

更轻的重量和人性化的操作按钮让移液过程容易控制、体验更好。

ErgoOne FAST

产量亮点介绍



超轻重量带来更舒适的操作

ErgoOne®Fast 轻盈且符合人体工程学。该助吸器的设计是为了在使用过程中在手部实现完美平衡，从而为无疲劳的移液提供最大的操作舒适性。



人性化的压敏控制按钮

吸液和排液速度很容易由压敏控制按钮调节。与其他助吸器不同，无需额外地设置速度，从而使ErgOne® 能够实现快速、灵活的操作。



电池电量智能指示灯

电池电量状态采用智能三色LED灯，通过不同的颜色显示剩余电量状态。

绿色: 电量充足

黄色: 一半电量

红色: 即将耗尽

灵活! ErgoOne®Fast可以在使用过程中充电，因此您永远不会因没有及时充电而无法使用它。



安全可靠适合所有移液管

全能! ErgoOne®Fast 可用于所有玻璃或塑料移液管，从1.0ml到100ml。可高压消毒的吸液锥和硅胶移液管连接头将确保液体的安全密封，同时过滤器可保护助吸器。



电池技术能连续使用数小时

完全充电后，电池可以连续使用约2000次 X 25ml 取液、排液。新的锂聚合物电池技术保证了恒定的移液速度，不会随着电池电量的下降而降低速度。另外，电池更换非常方便。

ErgoOne[®]FAST

