Corning® Lambda™ EliteTouch™ 移液器


操作更轻松,移液更精准

CORNING









- ▶ 符合人体工程学的手柄设计,适合左右手操作
- 可单手调节体积,同时具有自动体积锁定功能,防止移液期间体积变化
- ▶4位数字体积调节,提供更高的移液精度,并且移液全程体 积可见
- 单通道移液器可实现狭窄管子的移液
- ▶ 可整支高压和紫外线灭菌,有效防止污染
- ▶ 多通道移液器的移液轴可独立收缩,轻松装载和退出吸头
- ▶ 独特的弹射杆设计,轻松的退出吸头
- ▶校准方便简单,可随时按不同移液需求自行校准移液器
- 每支都经过测试并附质量合格证书



入门套装

康宁Lambda EliteTouch入门套装包含4支不同量程的移液器,分别为0.5-10 μ L,2-20 μ L,20-200 μ L和100-1000 μ L,一个可放置4支单通道移液器的支架,3盒吸头及相应移液器配件。

订购信息

Corning® Lambda™ EliteTouch™ 移液器

单通道



货号	量程	准确度	精密度	吸头(μL)	数量/箱
6050	0.1 - 2	±40.0 至 ±1.5	≤12.0 to ≤0.7	10	1
6051	0.5 - 10	±4.0 至 ±1.0	≤2.8 to ≤0.4	10	1
6052	2 - 20	±3.5 至 ±0.8	≤1.5 to ≤0.3	200	1
6053	5 - 50	±3.5 至 ±0.8	≤1.3 to ≤0.3	200	1
6054	10 - 100	±3.0 至 ±0.8	≤1.0 to ≤0.2	200	1
6055	20 - 200	±2.0 至 ±0.6	≤0.7 to ≤0.2	200	1
6056	100 - 1000	±2.5 至 ±0.6	≤0.6 to ≤0.2	1000	1

8通道


货号	量程	准确度	精密度	吸头(μL)	数量/箱
6057	0.5 - 10	±10.0 至 ±2.0	≤8.0 to ≤1.2	10	1
6058	5 - 50	±4.0 至 ±1.6	≤2.5 to ≤0.6	200	1
6059	20 - 200	±3.0 至 ±1.0	≤1.5 to ≤0.6	200	1
6060	30 - 300	±3.0 至 ±1.0	≤1.5 to ≤0.6	300	1

12 通道

货号	量程	准确度	精密度	吸头(μL)	数量/箱
6061	0.5 - 10	±10.0 至 ±2.0	≤8.0 to ≤1.2	10	1
6062	5 - 50	±4.0 至 ±1.6	≤2.5 to ≤0.6	200	1
6063	20 - 200	±3.0 至 ±1.0	≤1.5 to ≤0.6	200	1
6064	30 - 300	±3.0 至 ±1.0	≤1.5 to ≤0.6	300	1







2-20μL单通道移液器, 货号: 6052; 20-200μL单通道移液器, 货号: 6055; 100-1000μL单通道移液器, 货号: 6056; 可放置4支单通道移液器的支架, 货号: 6066;

1盒10µL 吸头, 货号: 4135; 1盒200µL 吸头, 货号: 4138; 1盒1000µL 吸头, 货号: 4140; 4套3种颜色的移液按钮



配件



出十		
货号	规格	数量/箱
4088	可放置单支单通道,8通道,12通道移液器的支架	1
6066	可放置4支单通道,2支8通道,2支12通道移液器的支架,橘色	1
6067	可放置4支单通道,2支8通道,2支12通道移液器的支架,透明	1
6068	可放置6支单通道,3支8通道,3支12通道移液器的支架,透明	1

免责声明:如无特殊说明,康宁生命科学所有产品仅供科研,不得用于诊断或医疗。康宁生命科学对此类产品在临床或诊断上的应用不承担任何责任。

CORNING



ScientificSupportAP@corning.com

