



JXZ100A 旋转混匀仪

### 1. 产品简介与特点

旋转混匀仪采用直流电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用,通过更换不同的托盘,能够对各类常用试管,进行混匀。适用于生物工艺学,微生物学和医学分析等领域。

## 本产品具有以下特点:

- 1. LCD 实时显示定时时间及转速值。
- 2. 旋钮操作模式,简单易用。
- 3. 1min ~ 99h59min 范围内任意设定时间,运行结束后自动发出提示音。
- 4. 多种托盘可选,用途广泛。
- 5. 直流电机驱动,速度精确、免保养。
- 6. 可编程多种模式组合运行,旋转、翻转、暂停3种可以单独执行,可以2种或者3种组合循环运行。

## 2. 正常工作条件

使用环境温度: 4℃~ 45℃

相对湿度: ≤90%

使用电源: AC100~240V

# 3. 基本参数

参数和性能		
转速	10~100rpm	
工作时间设置	1min-99h59min	
旋转和翻转倒计时设置	1-250s	
暂停时间设置	1-5s	
最大载重	6kg	
输入功率	25W	
电源	AC100~240V 50/60Hz	
外形尺寸	485x200x226mm	
重量	5. 90kg	

#### 4. 托盘型号

产品编号	描述
TP-01	双面可垂直安装 44 个 1.5ml 或 2.0ml 离心管
TP-02	双面可水平安装 40 个 1.5ml 或 2.0ml 离心管
TP-03	双面可垂直安装 32 个 5ml 离心管
TP-04	双面可水平安装 40 个 5ml 离心管
TP-05	双面可垂直安装 12个10ml或15ml 离心管

### 上海锦玟仪器仪器有限公司 Shanghai JinWen Instrument Co., Ltd

TP-06	双面可水平安装 16个10ml或15ml 离心管
TP-07	双面可垂直安装 12 个 50ml 离心管
TP-08	双面可水平安装 16 个 50ml 离心管