

- L** 实验室仪器
- P** 在线折光仪
- S** 软件
- A** 自动化系统



SCHMIDT
HAENSCH

拥有150年历史的光电仪器制造公司

德国S+H

SAMPLIFY P[©]

自动进样器



参数	SAMPLIFY P®
进样压力	连续进样压力≈ 50 N
操作高度	190 mm / 120 mm
准确度	0,1 mm
进样泵	注射泵 (50 ml)
系统	无线通讯控制板 / 通过PC远程控制
保险	内置, 最大电流: 2,5 A / 30 V
接口界面	In: 4 x 24 V Digital / Out: 2 x 24 V, potential free, max. 6 A Analog input 0-2 V , 14 bit
供电	Input 100-240 VAC 50/60 Hz / 24 V, 3000 mA
电源要求	72 W max. / ca. 1,5 A
电路安全	Integrated shortcut and overvoltage protection
进样托盘	4x8 个小瓶
样品管容量	20 ml/管,可自设体积
机械部分	PTFE tube OD 3.2mm, 1/4"-28UNF screw connection
附件	完整的50ml注射器, 针头, 适配器, 管道和针头清洗单元
尺寸, Basis / Scara	ca. 375 x 375 x 60 mm (W x D x H) / ca. 100 x 100 x 450 mm (r1 x r2 x H)
材料	Aluminium, PTFE coated, PTFE, PP
重量	ca. 8,7 kg with liquid handling unit

让您振奋的实验室自动化！

SAMPLIFY P是您日常的液体处理工作流程中最方便的助手,是Schmidt + Haensch折光仪, 密度计和色度计的完美配套附件。它具有很大的灵活性,易于操作和高性价比。它提升了实验室自动化,方便您组件小型的工作组。

- 无线连接至笔记本电脑或平板电脑
- 自动冲洗和清洁
- 自由设定程序, 高度定制
- 配套SCHMIDT+HAENSCH仪器完成自动进样
- 测量值即时反馈、数据存储功能
- 非常适用于小剂量移液和进样
- 测试结果通过EXCEL文件存储



SAMPLIFY P 自动进样器可应用于各类应用：

- 试管进样系统
- 溶解和洗脱
- 客户需求设定的应用



**SCHMIDT
HAENSCH**
innovators by tradition since 1864

施密特汉熙仪器(上海)有限公司
Schmidt + Haensch Instruments (Shanghai) CO., LTD.
地址：中国上海杨浦区杨树浦路2300号3A层A22-33
电话：021 56013875 56013975
邮箱：Sales@schmidt-haensch.com.cn
网站：http://www.schmidt-haensch.com.cn

特征

可定义的取样模式

各类参数如样品体积、数量以及用于清洗的清洗溶剂体积均可以按照实际应用进行自由设定

可根据样品的粘度进行设定

与SCHMIDT+HAENSCH的设备完美配合使用, 自动采集测量参数, 可编程的自动化工作流程

四个可定制的进样托盘, 可适用于体积和更多数量样品

可调节的不同管路系统

敏感样品(易挥发等)

强大的z轴允许穿刺保护隔垫, 确保最高的样品纯度和长期的样品稳定性

高效性

高样品流动性

不同的清洗过程可使用不同的溶剂

可定义的清洗模式, 集成用于干燥整个管路的气泵



ISO 9001:2008