

# 实验动物 & 动物实验

垫料处理工作台 (A721)

多用途工作台 (A722)

专用生物安全柜 (A723)

CMA检验认证



## 实验动物 垫料处理工作台 型号: A721

**用途:** 笼子清理和垫料处理程序变得更简单, 更安全, 同时使得人员和环境避免暴露于实验动物的过敏原和特殊的气味, 自带的废物容器可直接处理工作区内的废物。

### 性能:

1. 台面有390\*390mm的方形开口, 带盖子;
2. 顶部有高效过滤器和分子过滤器吸附特殊气味;
3. 空气流向由前窗向顶部流动, 保护操作者和环境;
4. 柜体两侧有拉手, 便于移动;
5. 可配废物桶100L, 装卸轻松, 和柜体同步移动;
6. 外形尺寸(长×宽×高) mm: 1140\*660\*2060;
7. 内部尺寸(长×宽×高) mm: 1080\*630\*853;
8. 选配件: 废物桶100L, 废物袋。



## 双开口 实验动物 多用途工作台 型号: A722

**用途:** 实验动物的垫料处理、解剖、科学研究实验程序都可以开展, 避免人员和环境暴露于实验过程中产生的过敏原和特殊气味。双面开放式设计, 方便动物实验时多人同时操作。

### 性能:

1. 洁净度优于Class 5;
2. 通过严格的产品保护生物检测;
3. 通过严格的交叉污染保护检测;
4. 分子过滤器可去除实验操作时的异味;
5. 外形尺寸(长×宽×高) mm: 1340\*800\*1900;
6. 内部尺寸(长×宽×高) mm: 1340\*800\*530。



## 垫料处理工作台、多用途工作台、专用生物安全柜

### 动物实验专用生物安全柜 型号 A723

**用途:** 原理类似 II A2型生物安全柜，是对敏感性动物的检验检疫、运送与换笼程序中为工作人员、产品与环境提供保护。

### 性能:

1. 电动升降支架（路径长400mm）；
2. 洁净度优于Class 4；
3. 分子过滤器可去除实验操作时的异味；
4. 通过严格的生物安全柜YY0569多项性能检测；
5. 外形尺寸(长×宽×高) mm: 1340\*800\*1900(最高2300)；
6. 内部尺寸(长×宽×高) mm: 1265\*555\*675；
7. 选配件: 喂料斗、深井槽、废弃物处理系统、内置通道/脏物收集系统。



根据实验动物微生物控制标准，可将实验动物分为四级：

一级普通动物（CV）：

系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和极少数的实验动物烈性传染病的病原体。

二级清洁动物（CL）：要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。

三级无特殊病原体动物（SPF）：

要求到二级外，还要排除一些规定的病原体。其除菌与灭菌的方法，可使用高效空气过滤器除菌法、紫外线灭菌法、三甘醇蒸气喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。

四级无菌动物（GF）或悉生动物（GN）：

无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。

悉生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。



### 美国BioX科技公司

中国总部/BioX中国

地址：上海市浦东新区康桥沿南工业园区3239号2楼206室

电话：0086-21-5077 3928；139 1879 5910

传真：0086-21-2091 1622

E-mail: [bioxhk@vip.163.com](mailto:bioxhk@vip.163.com) ; [biox@bioxglobal.com](mailto:biox@bioxglobal.com)

[www.bioxglobal.com](http://www.bioxglobal.com)



请致电我们公司或我们授权的渠道商，我们承诺质量终生负责！！！！

生产的质量管理体系已经通过ISO9001:2015认证