

# NewClassic系列天平



## 新经典系列ME精密天平

设计坚固

简单可靠

操作高效



质量价格，完美结合  
瑞士品质

METTLER TOLEDO

# 高效便捷的性能

## 赋予天平不同凡响的价值

新经典系列ME天平采用人体工程学设计，让日常称量轻松高效。基本功能唾手可得，日复一日为您提供准确可靠的称量结果。

您还可以获得更多：坚固耐用的天平不仅让您在日常任务中直观操作，并可快速获得结果；易于清洁；配有前置水平调节脚；仅需轻按触键就可以进行内部校准。


### 设计坚固



ME天平设计坚固。坚固的结构和高品质材料，确保您始终如一地获取准确的结果。

- 坚固的金属机架
- 加固的机身实现过载保护

### 简单可靠



完美的称量技术确保快速与准确的称量结果。

- 快速可靠的结果
- 日期与时间标识 (ISO/GLP)
- 自动内部校准技术

### 操作高效



易于使用的界面可直接进入各种应用程序和日常校准。辅以清洁方便的特点，您的日常任务将变得快捷而高效。

- 界面直观
- 多种内置应用程序
- 圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单

## METTLER TOLEDO Service

### 完善的服务

为确保天平以最佳性能运行，应当定期对其进行维护保养，为确保长久的运行时间和准确的结果，预防性维护与校准至关重要。



### 绿色环保

- 耗电量最大降低50%
- 选用环境友好的安全材料
- 节能型的制造与物流



### 清晰的结果显示

醒目的背光显示屏能够显示超大数字，让您在所有工作环境中都能轻松读取。



### 日常防护

坚固耐用的天平在日常操作中防尘防水，从而延长了天平的使用寿命，是在恶劣环境中进行称量的理想之选。




### 合规性文档记录


内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求。

## 技术参数

### 新经典系列ME精密天平



内部校准的天平型号	<b>ME103</b>	<b>ME203</b>	<b>ME303</b>	<b>ME403</b>
外部校准的天平型号	<b>ME103E</b>	<b>ME203E</b>	<b>ME303E</b>	<b>ME403E</b>
最大称量值	120 g	220 g	320 g	420 g
可读性	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.001 g
重复性	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.001 g
线性误差	0.002 g	0.002 g	0.002 g	0.002 g
稳定时间	1.5 S			
灵敏度温度漂移	3.0 ppm/°C			
秤盘外形尺寸 Ø	120 mm			
净重	4.6 kg (ME) / 4.4 kg (ME E)			
应用程序	配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量			



内部校准的天平型号	<b>ME802</b>	<b>ME1002</b>	<b>ME2002</b>	<b>ME3002</b>	-	<b>ME4001</b>
外部校准的天平型号	<b>ME802E</b>	<b>ME1002E</b>	<b>ME2002E</b>	<b>ME3002E</b>	<b>ME4002E</b>	<b>ME4001E</b>
最大称量值	820g	1200 g	2200 g	3200 g	4200 g	4200 g
可读性	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
重复性	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
线性误差	0.02 g	0.02 g	0.02 g	0.02 g	0.02 g	0.2 g
稳定时间	1.0 s					
灵敏度温度漂移	3.0 ppm/°C					
秤盘外形尺寸(W x D)	180x180 mm					
净重	3.8 kg (ME) / 3.2 kg (ME E)					
应用程序	配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量					

[www.mt.com](http://www.mt.com)

访问网站, 获得更多信息



#### 梅特勒-托利多 实验室/过程检测/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号  
邮编: 200233  
电话: 021-64850435  
传真: 021-64853351  
E-mail: ad@mt.com

#### 工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区  
太湖西路111号  
邮编: 213125  
电话: 0519-86642040  
传真: 0519-86641991  
E-mail: ad@mt.com

**北京分公司**  
电话: 010-58523688  
传真: 010-58523698

**成都分公司**  
电话: 028-85975916  
传真: 028-85975125

**广州分公司**  
电话: 020-32068786  
传真: 020-32069978

**厦门分公司**  
电话: 0592-2070609  
传真: 0592-2072086

**哈尔滨分公司**  
电话: 0451-53009858  
传真: 0451-53009855

**杭州分公司**  
电话: 0571-85271808  
传真: 0571-85271858

**天津分公司**  
电话: 022-23195151  
传真: 022-23268484

**新疆分公司**  
电话: 0991-3736253  
传真: 0991-3719404

**昆明分公司**  
电话: 0871-3156835  
传真: 0871-3154843

**郑州分公司**  
总机: 0371-65628818  
电话: 0371-65629020

**青岛分公司**  
电话: 0532-85768231  
传真: 0532-85766382

**大连分公司**  
电话: 0411-62631997  
传真: 0411-62631949

**西安分公司**  
电话: 029-87203500  
传真: 029-87203501

**重庆分公司**  
电话: 023-62955091  
传真: 023-62955087

**济南分公司**  
电话: 0531-86027658  
传真: 0531-86027656

**石家庄分公司**  
电话: 0311-86030316  
传真: 0311-86030326

**南京分公司**  
电话: 025-86898266  
传真: 025-86898267

**武汉分公司**  
电话: 027-85712292  
传真: 027-83800051

**深圳分公司**  
电话: 0755-83289921  
传真: 0755-83289920

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。  
12310417 Printed in P.R. China 2012/11