



实验室前处理仪器领军者



自动进样器 AF300



蚂蚁源科学仪器（北京）有限公司
ANTS SCIENTIFIC INSTRUMENTS (BEIJING) CO., LTD.

自动进样器 AF300

和分样仪主机连接，可达到最优化的进料，进料匀速，速度可控。可以自由旋转，保证和分样顶冠的入口中心一致，利于样品的加入不漏料。



T 技术参数 *Technical parameter*

技术参数	自动进样器 AF300
样品类型	松散物料
漏斗容积	2.8L 和 3.5L
传送槽宽度	15mm、40mm、75mm
传送槽形状	U型进料槽和V型进料槽可选
自动进样器流量	0-5L/min
时间设置	1-99min 连续可调
宽 × 高 × 纵深	340mm × 430mm × 300mm
净重	约 8kg
电学参数	220V · 50W




实验室前处理仪器领军者

(一) 研磨系列:



(二) 辅助系列:



蚂蚁源科学仪器 (北京) 有限公司

ANTS SCIENTIFIC INSTRUMENTS (BEIJING) CO., LTD.

地址: 北京市朝阳区博大路3号院自主城8号楼1111室

Add: Room 1111, 8th Building, No. 3, Boda Road, Chaoyang District, Beijing, China.

电话 (Tel): 010-57791811

传真 (Fax): 010-67656036

邮箱 (E-mail): sales@my-ant.com

网址 (Web): www.my-ant.com

