

正压固相萃取仪

PPM 48



J2 scientific公司最新推出了一个简单有效的正压装置,其具有高效、简便的特点。它可通过该装置中的气流调节阀来控制小柱流速的大小,并可直接吹干小柱,保证每个小柱在活化洗脱过程中具有良好的重现性。

主要特点

- 增强的正压技术,可以对每个柱管提供相同的压力
- 每个通道配置固定流量组件,确保每个柱管流速的一致性,保证实验结果的平行性和重复性
- 48孔柱的容量粉饼可为1mL,3mL,6mL,10mL或15mL。在不同规格的小柱间切换,只需简单的更换架板
- 空气供应: N_2 或75psi压缩空气;使用 $10\mu m$ 的过滤器
- 双重压力调整器,允许用户对萃取和小柱干燥设置不同的压力
- 废液收集器,收集器可以在每个步骤之前自动清空
- 单一开关可以控制样品架的上升和下降,同时具有极好的密封性

北京普立泰科仪器有限公司

北京总部

北京市海淀区高里掌路1号翠湖科技园
15号楼1层
邮编: 100095
电话: 010-82735800
传真: 010-82735809

上海办事处

上海市闸北区恒丰路218号
现代交通商务大厦511室
邮编: 200070
电话: 021-51822712/3/5
传真: 021-51822714

广州办事处

广州市海珠区昌岗中路238号
达镖国际中心2406室
邮编: 510310
电话: 020-34106722
传真: 020-34106462

合肥分公司

合肥市庐阳区洪河路与金池路
交叉口鑫翰产业园7栋
邮编: 230001
电话: 0551-65683319
传真: 0551-65683368

POLYTECH
普立泰科



欢迎关注普立泰科官方微信
2019.03版

售后服务热线: 400-690-8820 官网: www.pltk.com.cn

正压固相萃取仪

PPM 48



J2 scientific公司最新推出了一个简单有效的正压装置,其具有高效、简便的特点。它可通过该装置中的气流调节阀来控制小柱流速的大小,并可直接吹干小柱,保证每个小柱在活化洗脱过程中具有良好的重现性。

主要特点

- 增强的正压技术,可以对每个柱管提供相同的压力
- 每个通道配置固定流量组件,确保每个柱管流速的一致性,保证实验结果的平行性和重复性
- 48孔柱的容量粉饼可为1mL,3mL,6mL,10mL或15mL。在不同规格的小柱间切换,只需简单的更换架板
- 空气供应: N_2 或75psi压缩空气;使用 $10\mu m$ 的过滤器
- 双重压力调整器,允许用户对萃取和小柱干燥设置不同的压力
- 废液收集器,收集器可以在每个步骤之前自动清空
- 单一开关可以控制样品架的上升和下降,同时具有极好的密封性

北京普立泰科仪器有限公司

北京总部

北京市海淀区高里掌路1号翠湖科技园
15号楼1层
邮编: 100095
电话: 010-82735800
传真: 010-82735809

上海办事处

上海市闸北区恒丰路218号
现代交通商务大厦511室
邮编: 200070
电话: 021-51822712/3/5
传真: 021-51822714

广州办事处

广州市海珠区昌岗中路238号
达镖国际中心2406室
邮编: 510310
电话: 020-34106722
传真: 020-34106462

合肥分公司

合肥市庐阳区洪河路与金池路
交叉口鑫翰产业园7栋
邮编: 230001
电话: 0551-65683319
传真: 0551-65683368

POLYTECH
普立泰科



欢迎关注普立泰科官方微信
2019.03版

售后服务热线: 400-690-8820 官网: www.pltk.com.cn