

GT-300 PLUS

The ideal instrument for your curing time

GT300 PLUS是一款“凝胶计时器”，用于测量产品的固化时间。结合一次性测量系统和温度控制，它适应所有你的期望，使用成本低。

特点

- RheoTex 软件
- 直接控制温度.
- 一次性挂钩和杯子测量.
- 样品温度探头.
- 低容量样品测试.
- 温度梯度控制.



凝胶计时器测量钩(100个/套)
标准容量 (Vol. 50-80mL)
PN 700010



凝胶计时器测量钩(100个/套)
低容量 (Vol. 35-50mL)
PN 700040



一次性铝杯(100个/套)
PN 700011



技术参数

仪器类型

7寸触摸屏的旋转粘度计/凝胶计时器

转速

在 0.3 and 1500 rpm间不受限制

扭矩范围

从0.05 - 30 mNm

温度

凝胶定时器GT 300也有15° C到300° C的温度控制版本（根据型号）。

精度

+/- 1 %满量程

重复性

+/- 0,2 %

Display

粘度-速度-扭矩-剪切速率-时间-温度

粘度单位: cP/Poises or mPa.s / Pa.s - Shear rate

安全和保密

“操作员”功能允许您输入仪器的用户名。然后必须使用4位数的代码来识别该用户。还有一种保护模式可以锁定测量条件。

语言

法语/英语/俄语/西班牙语

电源

90-240 VAC 50/60 Hz

模拟输出

4 - 20 mA

PC连接

RS232 Port and USB

打印连接

USB 端口兼容PCL/5

选件

Breakable Thermocouple (PN 000645)

尺寸和重量

测量头: L180 x W135 x H250 mm

凝胶计时期: D610 x W340 x H650 mm

重量: 15 kg

应用领域



食品



油漆/墨水/涂料



化学/石油产品



建筑材料

供货型号:

货号	配置
N125000	GEL TIMER GT300 不含温度控制
N125100	GEL TIMER GT300 电加热 (room to +300°C)
N125200	GEL TIMER GT300 电加热 (room to +300°C)含编程器*
N125400	GEL TIMER GT300 with Peltier (+15 to + 60°C)
N125500	GEL TIMER GT300 with Peltier (+15 to + 60°C) with programmer*
N125600	GEL TIMER GT 300with Peltier (+0 to + 150°C)
N125700	GEL TIMER GT 300 with Peltier (+0 to + 150°C) with programmer*

* 允许通过RheoTex软件或测量头进行温度设置

中昊清远（北京）科技有限公司

Tel : 010-84786530

Fax : 010-84786530

jeffzhou@chohao.com

www.chohao.com



中昊清远