



广州佰微仪器科技有限公司专注于仪器仪表、实验设备、试剂耗材、实验安全防护的集成服务。我们的宗旨是：帮助客户解决分析领域遇到的复杂问题和挑战，提高仪器仪表的生产力。

我们携手 xylem 集团为广大客户提供水体检测整体解决方案。YSI 和 WTW 隶属于 xylem 集团，为水分析领域的领导品牌。

美国 YSI 公司以野外与便携式多参数分析仪闻名于世，可检 pH、电导率、溶解氧、叶绿素、蓝绿藻、多种 ISE 参数、浊度、污泥浓度、悬浮物等参数。

德国 WTW 公司的产品包括在线分析仪表，可检测：COD、氨氮、TOC、总磷、总氮等参数；以及实验室仪器，可检测：BOD、浊度、pH、电导率、溶氧等参数。



授权代理商：广州佰微仪器科技有限公司



更多产品信息请登录：佰科汇 www.chinabkh.com

技术支持：020-85290813 24 小时热线：13924129282

技术咨询 QQ/ 微信：1448162693

总部地址：广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 17 楼

WTW 加热消解器

消解器的选择主要是根据消解水样的多少以及所要检测的参数。如果只测 COD 参数，可以选择单模块。如果是需要检测 COD、总磷、总氮等参数，最好是选择双模块消解器，这样可以提高水样消解效率。



CR2200

- ⊗ 12 个外径 16mm 的反应管插槽
- ⊗ 快速加热，屏显温度，LED 工作指示灯
- ⊗ 8 个可选加热程序
- ⊗ 自动启动消解程序
- ⊗ 自动关机功能
- ⊗ 内置加热保护罩

CR3200

- ⊗ 24 个外径 16mm 的反应管插槽
- ⊗ 快速加热，屏显温度，LED 工作指示灯
- ⊗ 加热温度从室温到 170℃ 可调，增幅 1℃
- ⊗ 8 个固定加热程序，8 个自定义加热程序
- ⊗ 自动启动消解程序

- ⊗ 自动关机功能
- ⊗ 内置加热保护罩
- ⊗ 校验用的温度探头(选配)

CR4200

- ⊗ 2x12 个外径 16mm 的反应管插槽；两个插槽区能以相同或不同的程序进行加热
- ⊗ 快速加热，屏显温度，LED 工作指示灯
- ⊗ 加热温度从室温到 170℃ 可调，增幅 1℃
- ⊗ 8 个固定加热程序，8 个自定义加热程序
- ⊗ 自动启动消解程序
- ⊗ 自动关机功能
- ⊗ 内置加热保护罩
- ⊗ 校验用的温度探头(选配)

技术参数			
型号	CR2200	CR3200	CR4200
电源	230VAC 50Hz±15%； 115VAC 60Hz±15%		
功耗	最大 280W	最大 560W	最大 560W
安全级别	1,DIN VDE 0700 part 1 11/90		
加热时间	100℃：约 5 分钟 120℃：约 7 分钟 148℃：约 10 分钟	100℃：约 5 分钟 120℃：约 7 分钟 148℃：约 10 分钟 170℃：约 12 分钟	100℃：约 5 分钟 120℃：约 7 分钟 148℃：约 10 分钟 170℃：约 12 分钟
插槽	12 个 16mm 反应管插槽	24 个 16mm 反应管插槽	2x12 个 16mm 反应管插槽
温度	100℃，120℃，148℃或 150℃	以 1℃为单位从室温到 170℃ 可调	每个模块以 1℃为单位从室温到 170℃可调
加热程序 (预置 8 组)	100℃，60 分钟 100℃，30 分钟 120℃，30 分钟 120℃，60 分钟 120℃，120 分钟 148℃，120 分钟 148℃，20 分钟 150℃，120 分钟	100℃，60 分钟 100℃，30 分钟 120℃，30 分钟 120℃，60 分钟 120℃，120 分钟 148℃，120 分钟 148℃，20 分钟 150℃，120 分钟	100℃，60 分钟 100℃，30 分钟 120℃，30 分钟 120℃，60 分钟 120℃，120 分钟 148℃，120 分钟 148℃，20 分钟 150℃，120 分钟
自定义程序	- - -	8 组，室温~ 170℃ (0 ~ 180 分钟)	8 组，室温~ 170℃ (0 ~ 180 分钟)
输出	- - -	单向 RS232 接口，2 个香蕉插头 (TFK, AK CR/P 或 CR/PC)	
尺寸	256×185×315 mm		
重量	约 2.85kg	约 3.6kg	
认证	CE,cETLus,GS		