

DY89-II 电动玻璃匀浆机

GLASS HOMOGENIZER



低噪·自动

Low noise · Automatic



市场部
Marketing
Department



股票代码: 430685

服务热线: 4008-122-088

始于1989

国家高新技术企业

全球生物样品制备专家

DY89-II 电动玻璃匀浆机

GLASS HOMOGENIZER


■ 匀浆分散研磨均质类仪器

产品说明

新芝DY89-II 电动玻璃匀浆机是利用研磨机理,对动植物组织进行柔软的匀化处理,得到实验需要的细胞浆、线粒体。柔软的匀化处理,是当代获得组织细胞内的小器管与生物学活蛋白最有效的方法之一。具有低速大力距、低噪音的特点,是代替手工研磨的理想工具。

性能特点

新芝DY89-II 电动玻璃匀浆机不但克服了国内同类仪器的缺点,并在应用上具有以下几个特色:



技术参数

| | | | |
|-------|----------------|------|------------------|
| 速度 | 50-2200rpm连续可调 | 可选购件 | 1ml、3ml、5ml、50ml |
| 最大功率 | 150W | 显示方式 | 数码 |
| 转速显示 | 有 | 净重 | 12kg |
| 匀浆瓶规格 | 10ml、20ml随机各一只 | 包装尺寸 | 345*345*710mm |
| 选配专用 | 1.5ml匀浆杆 | | |

