

## Environmental Express® SimpleDist® 微加热块

### 不再有破损的玻璃器皿

- 可以使用一次性聚丙烯蒸馏管——不再需要清洗或替换昂贵的玻璃器皿
- 省时——微量样品意味着更快的蒸馏
- 减少浪费——只需 6mL 的样品
- 能同时蒸馏 26 个样品
- 无需冷却水
- 为获得最佳结果，可使用以下的一次性微蒸馏管

EPA 批准使用带有一次性管的微型蒸馏系统出具氰化物测试报告；该系统也适用于氨测试报告。这一高通量单位可以同时蒸馏 26 个样品而每管只使用 6mL 的样品。相当快速方便——一切都是在微管中完成！

简单地加入样品，加热，并把蒸馏物提取到收集器。

SimpleDist 微加热块是由 PTFE 涂层石墨封装在耐用的Kydex® 外壳中，并带有操作简便的 LED 控制器。



图示为 SimpleDist 微加热块与一次性蒸馏微管——请单独订购以下微蒸馏管。



产品	孔位	温度范围	尺寸 (宽x高x深D)	120 VAC	240 VAC
				编号	编号
SimpleDist 微加热块	26	环境温度至150°C	34" x 7½" x 8"	C8000	C8000-240

## Environmental Express® 微蒸馏管

### 节省时间提高操作的安全性

- 用疏水膜和瓶盖制成的聚丙烯容器替代了易碎的玻璃器皿
- 无需再洗蒸馏管了——一次性！
- 6 mL 和 10 mL 的模压刻度，便于测量
- 设有收集管快速分离分数线
- 适用大部分微蒸馏系统



数量/包	氨气管	氰化物管	苯酚管
	编号	编号	编号
10	C8010A	C8010C	C8010P
21	C8021A	C8021C	C8021P
26	C8026A	C8026C	C8026P
100	C8100A	C8100C	C8100P