



微型液氮机
饮水机般大小，饮水机般方便

属于您的液氮

干净 / 安全 / 可靠 / 来自稀薄的空气



不再受制于运输
灵活的液氮发生器
在您需要的时间，在您需要的地方

做自己的液氮

ELan2家族的液氮发生器为您提供干净、可靠、灵活的液氮。只需要按一下按钮就能从您身边的空气中提取N₂。一个通风良好的环境和标准电源就能在您的办公室或实验室直接提取液氮。液氮不需要通过工业设备及卡车运输就能得到。

ELAN2 Autotransfer

Elan2 Autotransfer每天可以生产6L-8L液氮。生产完成时，液氮会储存在设备侧边20L的杜瓦瓶(储存器)中。液氮的回收可以通过所提供的转运装置轻松完成。这些系统可以满足用户不同的日常需求。当储存罐满了之后，设备会自动关闭，以避免泄露。发生断电的情况下，20L的储存罐及其中的液氮仍可使用，这意味着用户将永远不缺液氮。

ELAN2 Office

Elan2 Office能够生产储存1L液氮，适用于内部或对液氮需求有限的用户。液氮分配完之后，另外1L的液氮在3-4小时之后便可使用。分配通过简单的一次按键即可完成。不同于自动传送系统，在断电的情况下，办公系统无法提供液氮。便携瓶配备RFID安全系统，以确保不发生不安全液氮泄露的情况。不需要使用液氮时，待机模式将会安全关闭系统。

维护

Elan2系统的维护只需要一个简易过滤器。更换频率取决于环境的清洁度。系统的例行检查也会给出建议，以确保系统的生产率及寿命。

安全性

一般来说Elan2液氮发生器是安全的。虽然液氮发生器具备安全设计以确保用户不与液氮接触，但仍建议用户运行系统时做适当安全措施。

规格

日产量:	6L - 8L / 天
LN ₂ 纯度:	99.9% N ₂ (残留物O ₂ 和Ar) < 1µm
噪声:	~65dB at 1 Meter
电压:	115V / 230V (50Hz / 60Hz)
重量:	75Lbs (34kg) + 42Lbs (19kg)
尺寸:	/4.5" (36cm) W x 14.5" (36cm) D x 37" (92cm) H

操作环境要求

温度:	10F to 82F (16C 到 28C)
湿度:	<80% rel湿度 滤失量:
电流:	2个标准壁装电压插座

实用性

MMR Technologies Inc. 的这些获奖系统全球可用。



百瑞科技 (南京) 有限公司

www.breathech.cn

sales@breathech.cn

Cell: 15005144988

Tel: 025-5733 7833