

MICCRA D-15

WORLD'S HOMOGENIZING AUTHORITY

机身尺寸虽然小，却拥有真正强大动力的匀浆器。

该设备配备了性能稳定的一体化电子元件，加上功率为1520瓦的强力马达，可以进行大容量的处理，即使粘度不断增加也可以保持恒定的转速。

推荐的分散刀头直径为：30mm 和 40mm

输入功率	1520W
输出功率	900W
处理量	0, 1-100, 000ml
转速范围	8, 800-33, 600rpm
速度显示	scale A-D
速度控制	stepless
处理方式	batch
机身尺寸	70x70x270mm
重量	2kg
工作温度	5-50° C
工作湿度	80%
保护等级	IP20/II
电压	230V
频率	50/60Hz



欲了解更多信息，请访问我们的网站

www.jujingyiqi.com


miccra

DESIGNED &
MANUFACTURED IN
GERMANY

可这套装

套装一

Micca D-15主机
DS-40/PG或PF SMIR分散头
HS500 支架
PS10 转夹头
SK200 容器固定夹

套装二

Micca D-15主机
DS-40/PF EMR分散头
HS500 支架
PS10 转夹头
SK200 容器固定夹

套装三

Micca D-15主机
RW-30/PR SMIR分散头
HS500 支架
PS10 转夹头
SK200 容器固定夹

套装四

Micca D-15主机
LSM-70/3高速混合刀头
HS500 支架
PS10 转夹头
SK200 容器固定夹



刀头参数



刀头型号	DS-30/PG SMIR	DS-30/PF SMIR	DS-40/PG SMIR	DS-40/PF SMIR
定子外径	30mm	30mm	40mm	40mm
转子外径	23mm	23mm	31mm	31mm
最大剪切速度	47m/s	47m/s	54.5m/s	54.5m/s
刀头长度	250mm	250mm	250mm	250mm
最大最小浸入深度	200mm/40mm	200mm/40mm	200mm/40mm	200mm/40mm
处理量(水)	500-10.000ml	500-8.000ml	1000-20.000ml	1000-12.000ml



广州市巨璟仪器有限公司

地址：广州市黄埔区瑞和路39号纳金科技产业园G3栋430-432室
肖海山 13538884699 邮箱：jujingyiqi@163.com