

可全面脱钙、脱脂和固定的独特超快处理系统

# Histra-DC 脱钙仪




## 特点


- ◆ 超声波技术实现快速加工。
- ◆ **Histra-DC** 能在一台处理设备中完成脱钙、脱脂和固定。
- ◆ 简单易用、提高效率、保障质量。

由于没有人为造成的组织收缩或肿胀，所有组织学和免疫组织学的方法均可用于 **Histra-DC** 处理过的样本上。

■ **Histra-DC** 结合了突破性的超声波技术和温控技术，大大减少了处理时间。



■ 超声波技术不但缩短处理时间还提高染色样本分辨率。



### Histra-DC规格

处理方法	超声波和温度控制
样本	各种组织样本，包括骨头和脂质组织
控温	<b>10~60°C</b>
处理时间	<b>1 分钟 ~ 99 小时</b>
容器数量	<b>200 mL x 6 个容器 (容器数量和容积可选)</b>
电源	交流 <b>110/220 V±10%, 50/60 Hz</b>
尺寸	<b>400 (宽) x 540 (深) x 340 (高) mm</b>
重量	约 <b>10 kg</b>



**JOKOH CO., LTD.**  
 3-19-4 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
 Phone: +81-3-3814-1981 Fax: +81-3-3815-1759  
 Email: [worldwide@jokoh.com](mailto:worldwide@jokoh.com)  
 Home page: <http://www.jokoh.com>



北京共赢联盟国际科技有限公司

地址：北京市朝阳区望京园悠乐汇E座709室

电话：010-84766619 010-64777168 13910661523  
 网站：[www.tr-baast.com](http://www.tr-baast.com)  
 邮箱：[carlyang@tr-baast.com](mailto:carlyang@tr-baast.com)