



FOR ALL YOUR METALLOGRAPHIC  
NEEDS SINCE 1968

# 真空渗透仪 VACUMET



1 Stage Vacuum Pump C €	
Model	8.5-1
Free air displacement	3 CFM
Ultimate vacuum	3Pa
Voltage	110V/60HZ
Power	1.4HP
Oil capacity	2.20ml

**QMAXIS 中国总代理** 可脉检测 (南京) 有限公司  
QMAXIS Testing (Nanjing) Ltd.

## 真空渗透仪VACUMET

- VACUMET真空渗透仪专为镶嵌有孔隙和裂纹的样品而设计
- 抽真空可将样品和镶嵌树脂中的空气排除，使镶嵌树脂渗透至样品的孔隙中，支撑脆性易碎样品的结构，提高边缘保持效果，便于顺利地进行研磨和抛光
- 真空腔底座的电动旋转台可摆放10个30mm的注模杯
- 将盛装镶嵌树脂的蜡纸杯放到倾倒支架的杯环里
- 转动倾倒支架手柄，将镶嵌树脂倒入注模杯
- 手控电动开关使旋转台平稳旋转便于逐一倾倒
- 特制的真空腔密封圈保证了空气被完全抽出
- 压力表为重复制备提供了量化依据
- 批量地获得一致的样品
- 全透明仓盖，镶嵌过程和状态清晰可见
- 释放按钮轻触即可开盖
- 旋转台内衬可更换，保持真空腔清洁

## 真空渗透仪VACUMET技术参数

电源	220V，单相，50Hz
真空泵	外置
连接附件	真空气路管
液体倾倒架	手动
旋转台	电动，手动按钮控制
镶嵌尺寸	1in, 1.25in, 1.5in, 2in, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm
抽真空压力	0.65bar
尺寸 (W×D×H)	渗透仪330 x 300 x 400mm，泵300 x 150 x 200mm
重量	渗透仪6kg，真空泵12.5kg

## 真空渗透仪VACUMET订货信息

产品编号	产品描述
26 01	真空渗透仪VACUMET
26 01-TL	旋转台内衬

# QMAXIS

可脉检测(南京)有限公司  
QMAXIS Testing (Nanjing) Ltd.

手机: 186-0255-6086 微信: 18602556086  
电话: 025-8776-3131 传真: 025-8662-3131  
邮箱: info@qmaxis.cn 网址: www.qmaxis.cn

