



得心应手 小精灵

转子更换或拆卸异常的方便快捷。

门盖闭合识别小弹块，准确安全可靠。

与机壳为一体的按压式门盖锁扣，经久耐用，手感棒。

ELF6 迷你离心机

该迷你离心机，非常适用于微管过滤和快速离心，亦可处理离心管中液体挂壁的现象。

产品特点

- 翻盖开关功能，合盖即转，开关即停，操作方便；
- 精心设计的减震机构，运行震动极小；
- 巧妙的卡扣结构设计，使得转子更换或拆卸异常的方便快捷；
- 机身体积小，但处理样品容量大，可容纳过滤型离心管；
- 瞬时加速快，6~7秒达到最高转速；
- 仪器运行稳定安静，噪音≤48dB；
- 24V低电压操作保证实验安全；
- 极高的安全系数：内有两个触动开关，只有其同时闭合时仪器才会运行，避免不规范操作影响安全；



多种配件可选



安全防护与保障



低噪音





标准配置

序号	名称及规格	数量
1	主机	1
2	电源适配器	1
3	圆形转子、方形转子	各1
4	0.2ml、0.5ml试管适配器	各8

技术参数

型号	ELF6
最大转速	6200rpm (±5%)
最大相对离心力	2370×g
转子容量	(圆形转子) 0.2/0.5/1.5/2.0mL×8; (方形转子) 0.2mL×16管或0.2mL八联管×2排;
运行时间	连续运行
可用配件	全部
电机类型	直流电机
加速时间	6~7秒达到最高转速
减速时间	未翻盖15秒内, 翻盖3秒内。
输入电源	DC24V 2.0A
电机输出功率	20W
外形尺寸	(W×D×H)157×170×120mm
重量	0.6kg

选配件

			
ELF6-001	ELF6-002	ELF6-003	ELF6-004

配件编号	描述
ELF6-001	圆形转子
ELF6-002	方形转子
ELF6-003	0.2mL试管适配器, 与ELF6-001联用 (8件/包)
ELF6-004	0.5mL试管适配器, 与ELF6-001联用 (8件/包)

广东安胜仪器有限公司

地址: 广州市从化区明珠工业园区工业南路

<http://www.essenscien.com>