

茗准 AS-2000 自动进样器



上海茗准科学仪器有限公司

www.mingzhunsic.com


电话：021-56482765

特点介绍如下：

- 1.通过触发信号可以与各种设备联用，百搭型液体进样器；
2. 使用 2ml 样品瓶 100 个进样位，也可以根据客户需求可以适应各种样品瓶；
3. 采用工业控制的方案，仪器稳定性优于常规仪器设备；
4. 软件操作简洁，功能可以定制化。

应用案例：与赛默飞世尔各种型号离子色谱（原戴安）联用，通过变色龙软件触发我司自动进样器，软件读取进样位置信息后进样。

样品位



软件操作界面



软件功能：

1. 运行时，会点亮蓝色小灯，此时尽量不要放置样品。
2. 防呆模式，操作更简单，不会误操作导致仪器出错，一旦运行，其他按钮显示灰色，不需要用户自己判断；
3. 实时显示当前的状态；
4. 运行状态为“已完成”的样品，仪器自动识别并跳过；
6. 实时显示样品进样完成的时间。
6. 如有需要，可以导出样品信息。（可添加此功能）

联系人：蒋经理， 13501897166