

IKA

designed for scientists

CN



7/60
Inventions

混合，加热，冷却 | IKA MATRIX

IKA Matrix

/// 全新 IKA 恒温混匀仪

要混合？要加热？要冷却？或三者都同时需要？IKA 家族又新添了一名强劲的成员：恒温混匀仪 IKA Matrix。不管是血液标本，药物制剂，DNA / RNA 样品或者 ELISA 试验等样品，甚至最小量的实验室应用，都可以混合均匀。达到无交叉污染的最佳混匀效果。



操作简便

大屏幕显示，更直观易懂。友好的界面设计和菜单结构，让您一目了然。

高转速

3000 rpm 高转速轨道运行，保证液体可以充分快速混匀。

坚固耐用

铝压铸外壳具有优异的稳定性和坚固性。这确保了安全定位，并加固了整个仪器设备。





多种模块

IKA Matrix 系列具有丰富多样的模块可满足您的特殊应用。



IKA Matrix Orbital
订货号 0020025545

IKA Matrix Orbital Δ F0.5
订货号 0020025654

IKA Matrix Orbital Δ F1.5
订货号 0020025664

IKA Matrix Orbital Δ F2.0
订货号 0020025674

IKA Matrix Orbital Δ FP
订货号 0020025684

IKA Matrix Delta +
订货号待询

IKA Matrix Orbital Δ +
订货号待询

IKA Matrix 型号

IKA MATRIX ORBITAL

混合 // 多种模块

IKA MATRIX ORBITAL Δ F0.5

混合 // 加热: RT + 5 °C – 100 °C // 固定模块: 0.5 ml 试管

IKA MATRIX ORBITAL Δ F1.5

混合 // 加热: RT + 5 °C – 100 °C // 固定模块: 1.5 ml 试管

IKA MATRIX ORBITAL Δ F2.0

混合 // 加热: RT + 5 °C – 100 °C // 固定模块: 2.0 ml 试管

IKA MATRIX ORBITAL Δ FP

混合 // 加热: RT + 5 °C – 100 °C // 固定模块: MTP

IKA MATRIX DELTA +

加热 // 冷却: RT - 30 °C – 110 °C // 多种模块

IKA MATRIX ORBITAL Δ +

混合 // 加热 // 冷却: RT - 15 °C – 100 °C // 多种模块



IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司

广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号

电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358

邮箱: info@ika.cn, 阿里巴巴: ikashop.1688.com



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

