

GW300 全自动实验室清洗机

Glassware Washer





可视化玻璃窗
清洗看得见



定制清洗程序
应对各种污染残留



双层清洗
更大清洗容量



定制清洗篮架
适应各种器皿清洗

技术参数:

结构设计

1. 双层清洗栏, 内腔316L 不锈钢
2. 双层真空玻璃门, 门体尺寸大于50cm*45cm(长*宽)
3. 双路进水, 自来水和纯水两路系统

清洗系统

1. 清洗水泵出水量800L/min
2. 专用清洗篮架清洗和双层360度旋转喷淋臂清洗
3. 清洗温度最高达93°C

控制设置

1. PLC 微电脑操作系统
2. 12种标准清洗程序, 99种自定义清洗程序
3. 提供三级密码权限

干燥系统

1. 注射式热风干燥, 温度由室温至120°C可调
2. 干燥空气过滤器
3. 双蒸汽冷凝装置

清洗篮架

1. 七种标准清洗篮架可供选择
2. 可根据需求定制清洗篮架

其他参数

1. 清洗舱容积220L; 整机尺寸: 98cm*74cm*110cm(宽*深*高)
2. 电源: 220V/50Hz
3. 清洗功率≤0.75KW, 水加热功率≥5KW, 干燥功率≥2.1KW, 风量≥120L/m³

岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址: 上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F

电话: 021-62800202 传真: 021-52583319 E-mail: contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话: 010-84471667 传真: 010-84471669 成都分公司 电话: 028-85953678 传真: 028-85953029

广州分公司 电话: 020-36315399 传真: 020-26282980



扫一扫, 关注微信