



万用蒸馏仪 KN-ZL20



- ★ 满足氨氮、氰化物、挥发酚等项目的蒸馏前处理要求，预设馏出液重量，可自由选择模式
- ★ 冷却方式采用封闭式内循环回流系统，无需外接冷却水，一键式水箱加水，避免水资源浪费
- ★ 配有压缩机制冷+风冷双重降温内循环系统，适合大批量工作，冷凝效果好
- ★ 采用称重压力传感器控制,可任意设置蒸馏体积重量，声光报警，自动锁定馏出液
- ★ 设置防真空电磁阀，具有防倒吸功能；根据不一样品的沸点和实验状态随时可调整加热功率，防止暴沸
- ★ 加热模块采用远红外陶瓷加炉，加热功率调节范围广、热辐射效率高，蒸馏速度快、使用寿命长
- ★ 各蒸馏单元可单孔定时定量设置，独立控制，单独运行，蒸馏结束自动断电，语音提示，方便操作
- ★ 蒸馏终点自动控制，到达重量或时间设定值，自动停止加热，无需人员值守

技术参数

性能参数	仪器型号	KN-ZL20
	蒸馏单元	六组单孔单控远红外陶瓷加热炉
	显示方式	6.8寸触摸屏
	仪器品牌	科诺科仪
	升温时间	5-8分钟
	蒸馏速度	2-12mL/min
	时间设定	0-200分钟 可调
	重量设定	1-500g 可自行设定
	单孔功率	100W-800W (单炉、可调)
	额定电压	AC220V/50HZ
	终点控制	馏出液重量控制、蒸馏时间控制、双重控制可选
	防倒吸功能	设有防真空电磁阀，自动防倒吸
物理参数	冷却方式	内循环冷却，压缩机及风冷双重降温，无需外接冷却水
	适用范围	水质检测中的挥发酚、氰化物、氨氮等项目的蒸馏前处理
	蒸馏烧瓶规格	500mL
	馏出液接收瓶	标配：250ml；选配：100ml × 6
	仪器尺寸	900 × 460 × 850 (mm)



触屏按键展示



一键加水位置

地址：北京市通州区金桥科技产业基地27号楼

网址：www.kenuokeyi.com

传真：010-56370927



微信扫一扫
尊享优质服务