

Pipet-Aid® Hood Mate®

- **New!** 加长螺旋线 **New!** 改良过的软管支架
- 通过比例控制作用可以实现9种速度设定（分别对应满液体和无液体状况）
- 节电设计（自动关机）允许一次充电可连续使用较长时间，把手重量轻
- 把手通过软管（成卷）和墙壁安装的泵体相连，既节省了空间，又防止了液体溅
- 电动移液控制器为通风橱下的移液专门设计，非常方便，使用舒适
- 含Tissue Culture Nosepiece 厌水双层过滤器防护装置，可避免吸过头污染机体

订货号：4-000-302 Pipet-Aid Hood Mate



Pipet-Aid® Hood Mate®

Nanoject III Programmable Nanoliter Injector 可编程显微注射器

- 电源：100/240V, 50/60Hz
- 总样品量：4.2uL
- 充灌/倒空的速度：10-200nL/sec
- 注射器容量范围：0.6-999.9nL
- 注射速度：10-200nL/sec
- 柱塞行程：23mm
- 玻璃毛细管直径：外径——0.045" (1.14mm)
- 内径——0.021" (0.53mm)



Nanoject II Auto-Nanoliter Injector 显微注射器

- 全自动微处理器控制显微注射器，准确地处理纳升级液体的精确分配
- 遥控控制和非旋转式活塞设计确保精确极小量注射时避免细胞破裂
- 注射器容量：2.3-69.0 nl
- 注射速度：
充灌速度：快速 46 nL/秒 慢速 23 nL/秒
注射速度：快速 46 nL/秒 慢速 23 nL/秒
倒空速度：快速 230 nL/秒 慢速 92nL/秒
- 注射针头为硼硅酸盐玻璃毛细管，软化点780° C
- 配合安装显微操纵器（加配Universal Adapter 3-000-024-A, 适配器）
- 脚踏开关方便了手的操作
- Nanoject II Auto-Nanoliter Injector主要用于卵母细胞，晶胚和组织的注射
- 每套Nanoject II Auto-Nanoliter Injector附带有200个硼硅酸盐玻璃毛细管，保养包

订货号：3-000-205A

Nanoject II Variable Volume (2.3 to 69 nL) Automatic Injector with Glass Capillaries



Nanoject II 附件

3-000-024-A	Universal Adapter 适配器	3-000-025	基本底座
3-000-024-L	MM33 显微操纵器（左）	3-000-025-SB	铁片底座
3-000-024-R	MM33 显微操纵器（右）	3-000-026	脚踏开关