

旋转式混匀仪

性能强大和功能多的旋转式混匀仪

功能特点

- 角度最大可调至90°。
- 转速范围广：2~70rpm。
- 低速状态也能够稳定控制。
- 稳定运行状态下，最高承载重量为4kgs。
- 倒计时定时功能。(最高可达99个小时59分钟)
- 显示运行时间。
- 特殊结构设计，减少振动和移动情况发生。

操作特点

- 一台设备可以组合各种配件。
- 试管盘架方便拆卸。
- 每个盘面最多可放置60个1.5ml的试管，当2个堆叠时，最多可放置120个。
- 高清VFD显示屏、光感应式按键和旋钮使得操作简单方便。
- 可同时显示设定转速和实际转速。

安全特点

- 自动检查错误信息。
- 主机材质为PP，具有耐化学性强的特点。
- 电流过载保护功能。



CRT-350

烧瓶盘面, 1.5 ml 试管夹具 (选配)



角度可调至90度



角度易于可调

技术参数

型号	CRT-350
振荡系统	
转速范围 (rpm)	2 ~ 70
角度	0 ~ 90°
定时功能	运行时间：1分钟 ~ 99小时 59分钟
尺寸	
外部尺寸，带盘架 (选配) (W x D x H) (mm / inch)	320 x 325 x 463 / 12.6 x 12.8 x 18.2
净重，带盘架 (选配) (kg / lbs)	7.5 / 16.5
电源要求	
AC 100 to 240 V, 50/60 Hz	
货号	
KR 插头	AAH3E115K
US 插头	AAH3E115U



当堆叠使用两个盘面时，可以同时使用多个试管


试管	数量
1.5 ml	120
5 ml	36
15 ml	36
50 ml	24



选配件



1.5 ml (Ø 10 mm) 试管夹具




5 ml (Ø 12 mm) 试管夹具



15 ml (Ø 16.5 mm) 试管夹具



50 ml (Ø 29 mm) 试管夹具



烧瓶盘面



烧瓶夹具 (塑料)



烧瓶夹具 (不锈钢)

盘架连接杆
(两个试管盘面堆叠时使用)

试管夹具

描述	最多放置烧瓶夹具数量	货号
1.5 ml (Ø 10 mm)	60	AAA3E501
5 ml (Ø 12 mm)	18	AAA3E502
15 ml (Ø 16.5 mm)	18	AAA3E503
50 ml (Ø 29 mm)	12	AAA3E504

锥形烧瓶夹具

描述	最多放置烧瓶夹具数量		货号
烧瓶盘面	N/A		AAA3E511
烧瓶夹具 (不锈钢)	50 ml	13	AAA23550
	100 ml	8	AAA23551
	300 ml	6	AAA23556
烧瓶夹具 (塑料)	50 ml	13	AAA30570
	100 ml~125 ml	8	AAA30571
	300 ml	6	AAA30574

盘架连接杆

描述	货号
盘架连接杆	AAA3E521

