eppendorf

Your Centrifuge Solution

落地式大容量/高速冷冻离心机 himac CR22N 和 CR30NX



详品收集套装 4 x 1.5 L (CR22N)

离心机 CR22N + 固定角转 R9A2

- > 最大容量: 4 x 1,500 mL
- >最高转速: 15,100 x g/8,500 rpm
- + 1.5 L PP 离心瓶

货号: 5721 261 411

样品收集套装 6 x 0.5 L (CR22N)

应用于生物工艺中样品收集和沉淀

固定角转 R10A3 * + Himac 0.5 L PA 离心瓶 > 最大容量: 6 x 500 mL

>最高转速: 18,800 x g / 10,000 rpm



> 最大容量: 40 x 14 mL

水平转子 R4SS + 15/50 TC适配器

15/50 mL 锥底管(CR22N)

应用于差速沉淀 (细胞、菌体) 密度梯度离心,

>最高转速: 2,900 x g / 4,000 rpm

低速样品沉淀套装

货号: 5721 264 002

样品收集套装

6 x 1 L (CR30NX)

> 最大容量: 6 x 1.000 mL

蛋白浓缩等



高速样品沉淀套装 8 x 50 mL 圆底管(CR22N)

应用于差速沉淀(细胞、亚细胞器、大病毒颗 粒) DNA/RNA提取和后续步骤等

固定角转 R20A2 + Himac 50PA 离心管 + M-PP-Lid

> 最大容量: 8 x 50 mL

货号:

5721 302 106

样品收集套装

5721 302 112

> 最高转速: 48,800 x g / 20,000 rpm



货号:

低速沉淀富集套装

> 最大容量: 40 x 14 mL

15/50 mL 锥底管(CR30NX)

水平转子 R4SS + 适配器 15/50 TC

> 最高转速: 2,900 x g / 4,000 rpm

超高速样品沉淀分离套装

6 x 40 mL 圆底离心管 (CR30NX)

应用于蛋白沉淀、病毒颗粒分离, 外泌体, 细胞

器分离, 需要高达 110,000 x g 的水平转子

水平转子 R25ST + Himac 40PA 离心管

> 最高转速: 110,000 x g / 25,000 rpm

应用于差速沉淀(细胞、菌体)密度梯度离心,

5721 221 007

蛋白浓缩等

> 最大容量: 10 x 50 mL

高速样品沉淀套装

缩、纯化、相分离)

10 x 15/50 mL 锥底管(CR22N)

应用于差速沉淀(细胞、亚细胞器、核酸沉淀、浓

固定角转 R15A* + Himac 15/50mL 锥底离

> 最高转速: 32,300 x g / 15,000 rpm



连续流套装 (CR30NX)

5721 221 013

货号:

货号:

5721 352 601

收集大体积(>10 L)细胞或菌体培养液

连续流转子 R10C2*

- > 最大容量: 连续流转子 3,200 mL
- > 最高转速: 14,290 x g / 10,000 rpm

高速样品沉淀分离套装

粒) DNA/RNA提取和后续步骤等



货号:

货号:

5721 352 100

应用于生物工艺中收集沉淀生物质样品(>10 L)

Rotor R7A * + Himac 1.0L PA bottles

>最高转速: 11,100 x g / 7,000 rpm

6 x 0.5 L (CR30NX) 应用于生物工艺中收集沉淀生物质样品

- 固定角转 R10A3 * + Himac 0.5L PA 离心瓶 > 最大容量: 6 x 500 mL
- > 最高转速: 18,800 x g / 10,000 rpm





货号: 5721 352 402



货号:

5721 351 511



离心机 CR30NX + 固定角转 R9A2

- > 最大容量: 4 x 1,500 mL
- > 最高转速: 15,100 x q / 8,500 rpm + 1.5L PA 离心瓶



固定角转 R20A2 + Himac 50PA tube + M-PP-Lid

8 x 50 mL 圆底离心管 (CR30NX)


应用于差速沉淀(细胞、亚细胞器、大病毒颗

- > 最大容量: 8 x 50 mL
- 20,000 rpm

货号: 5721 221 005

www.eppendorf.com/your-centrifuge-solution

*高温高压灭菌



固定角转 R19A2 + Himac 50mL 锥底离心管 > 最大容量: 8 x 50 mL

> 最高转速: 50,000 x q / 19,000 rpm



8 x 50 mL 圆底离心管 (CR30NX) 应用于蛋白沉淀、病毒颗粒分离, 外泌体, 细胞 器分离, 需要高达 110,000 x g 的固定角转

固定角转 R30AT + Himac 50PA 离心管 > 最大容量: 8 x 50 mL

超高速样品沉淀分离套装



> 最高转速: 110,000 x g / 30,000 rpm

货号: 5721 302 101



货号: 5721 302 400

> 最大容量: 6 x 40 mL



Eppendorf China Limited 艾本德中国有限公司 上海:021-3856 0500 北京: 010-8836 0998 广州: 020-8375 4160 服务热线:400 885 6070 电子邮件: marketinfo@eppendorf.cn





技术规格	
型号	CR22N
最高转速	22,000 rpm
最大 RCF	58,700 xg (R27A 固定角转)
最大容量	1,500 mL x 4 瓶 (R9A2 转头)
转速控制范围	300~22,000 rpm
温度控制范围	-20°C 至 +40°C
加速/减速模式	加速:9 级;减速:9 级和自由滑行
程序功能	30 个程序, 具有 RCF(g)/g x sec 功能
驱动单元	变频电机
制冷	变频制冷系统(制冷剂: R410A)
安全功能	门互锁;转子盖检测;转子自锁;双重过速保护;非接触式不平衡检测;温度异常检测等
可变降速	有,除了减速模式,也可选中等降速或自由滑行
用户锁功能	有
数据传输	USB接口 (以往操作记录可通过 USB 接口输出)
操作记录管理	LAN: 出厂前安装的选项 需要 PC 机和选配 himac LogManager Ver 3.1 网络版软件, 支持 GLP/GMP
显示屏	5.7 英寸高分辨率彩色 LCD 屏
按键	LCD 触摸屏(有 GUI 图形用户界面)
噪音	≦ 64 dB(A) 机前1米 (at: 22,000 rpm; 4°C)
ECO 模式	有
适用标准	CE marking
(1) EMC 管理	EN61326-1
(2) 产品安全性	EN61010-1, EN61010-2-010
尺寸 (宽 x 深 x 高; mm)	700(W) x 760(D) x 915(H) (到离心腔高度 853 mm)
重量	260 kg
电源	单相, AC 220, 230, 240V+/-10%, 30A
	(50/60Hz)
货号	5721220011

技术规格

坟不规 格	
型号	CR30NX
最高转速	30,000 rpm (R30AT 固定角转)
最大相对离心力 RCF	110,000 xg (水平转子: R25ST) (固定角转: R30AT)
最大容量	6L: R7A 转头(1,000 mL x 6) or R9A2 转头(1,500 mL x 4)
转速控制范围	300~30,000 rpm(*)
温度控制范围	-20°C 至 +40°C
温控精度	±2°C (**)
加速/减速模式	加速:11 级;减速:10 级及 2 种可变减速模式
程序功能	1,000 程序
驱动单元	变频电机
制冷	旋转变频驱动压缩机(制冷剂: R410A)
界面	USB x 1, LAN x 1
显示	高分辨率 6.5 英寸彩色 LCD 屏
安全功能	门互锁;转子盖检测;转子ID 自动识别;转子自锁;双重过速保护;非接触式不平衡检测;温度异常检测等
噪音水平	小于56 dB(A)
适用标准	CE, cCSAus(***)
(1) EMC 管理	EN61326-1
(2) 产品安全性	EN61010-1, EN61010-2-020
电源要求	单相, AC 200, 208, 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 30A
124	三相四线: AC 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 16A
功率	低于 1.2 kW (当 R30AT 在 30,000 rpm 运行时)
数据通讯系统	通过安装手机端"himac View"软件远程操作及监控
尺寸 (宽 x 深 x 高; mm)	
重量	310 kg
货号	5721300011
注意:	

注意:
*R9A2 转头的最小转速设置是从 2,000 rpm 开始 **根据用户的操作条件和操作环境可能需要温度校准 ***仅适用于加拿大及美国