

氢气发生器产品介绍

NP-HGZ-300高纯度氢气发生器采用双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氢气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。

仪器特点：

- 1、压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节
- 2、不锈钢过滤器，仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳
- 3、配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱

技术参数：

- 1、氢气纯度：99.999%
- 2、氢气流量：0-300ml/min
- 3、输出压力：0-0.4Mpa
- 4、压力稳定性：< 0.001MPa
- 5、供电电源：220V±10%，50Hz
- 6、消耗功率：150W



空气发生器产品介绍

NP-GA-2009 空气发生器是采用低噪音压缩机作为空气源；仪器设有二级稳压和温度自控装置，净化系统由过滤器、活性炭室和变色硅胶室等三级净化所组成，可有效祛除空气中的杂质和水分子。可用于国内外各种型号气相色谱仪、火焰光度计，可取代钢瓶使您的工作更加方便。

技术参数：

- 1、工作条件：电源电压：220V 50Hz
环境温度：15-40℃ 相对湿度≤70%
无大量粉尘及腐蚀性气体污染
- 2、空气纯度：无油三级净化
- 3、输出流量：0-2L/min
- 4、输出压力：A 输出0-0.4Mpa B 输出0-0.5Mpa
- 5、噪音：≤42分贝
- 6、额定功率：150W
- 7、外形尺寸：430×250×360mm (L×W×H)
- 8、重量：约22Kg



仪器特点：

- 1、可取代传统的高压空气瓶，使化验室仪器化
- 2、操作简单,只需启动电源开关即可产气，可连续使用，也可间断使用
- 3、气路系统设为三级净化
- 4、设有两级稳压，使稳压精度更高
- 5、设有过压保护及排水开关，使用安全方便
- 6、设有常压启动，可延长使用寿命