

涡旋振荡器 (TM 系列)

- > 微电脑转速控制器，直流电机驱动，保证转速的恒定
- > 触压启动和连续启动两种操作模式可转换
- > TM 涡旋振荡器可提供回转式振荡，用来振荡试管或者其它型号小容器重心低，性能稳定
- > 多种振荡附件可选，大大提高了该仪器的应用范围
- > 可选配件：搅拌器台面，微孔板面，插入式泡沫振荡台等，
- > TM-1：旋钮调节，刻度显示；
- > TM-2：旋钮调节，LED 棒状指示灯显示

多功能混匀器


- > 设计紧凑
- > 可互换夹具和垫片可轻松应对不同应用需求（例如：Eppendorf 管、微孔板、锥形瓶等）



TM-1



TM-1F



套件

TM-1F / 2F 标准附件



标准垫片①

烧杯垫片③
订货号：3601-06
通用夹具②
订货号：3601-01

6孔试管垫片④
订货号：3601-04
通用夹具②
订货号：3601-01

酶标板夹具⑤
订货号：3601-03

磁力搅拌台⑥
转速 0~1500rpm
订货号：3601-02

TM-1F / 2F

技术参数

产品型号	TM-1	TM-1F	TM-2	TM-2F
振荡速度 (rpm)	0-2500	0-2500	0-2500	0-2500
最大搅拌量 (L)	2(搅拌模式)	2(搅拌模式)	2(搅拌模式)	2(搅拌模式)
主体结构	铝塑	铝塑	铝塑	铝塑
振荡幅度 (mm)	4.5	4.5	4.5	4.5
速度调节与显示	旋钮，刻度显示	旋钮，刻度显示	旋钮，LED 棒状显示	旋钮，LED 棒状显示
特点	可触压或连续启动	可触压或连续启动	可触压或连续启动	可触压或连续启动
附件	振荡托盘	振荡套件	振荡托盘	振荡套件
功率 (W)	17.3	17.3	17.3	17.3
尺寸大小 (mm)	115X230X60	115X230X60	115X230X60	115X230X60
订货号	360110	36011F	360120	36012F

涡旋振荡器可选附件

适合 TM 系列



标准垫片, 酶标板夹具, 磁力
搅拌台安装使用示意图 ↓

试管垫片, 烧杯垫片配合 80mm
通用底座使用示意图 ↓

试管垫片配合 120mm 通用底座使用示意图 ↓

通用夹具

与不同的泡沫垫片配合使用, 可同时振荡数个试管, 直径 80mm

订货号: 3601-01



通用底座

通用底座, 直径 120mm

订货号: 3602-01



磁力搅拌台 (只适用于 TM 系列)

可直接安装在仪器上面实现小量样品的磁力搅拌, 转速 0~1500rpm

订货号: 3601-02



试管垫片

与通用底座 3602-01 配合使用, 可振荡 54 支 Eppendorf 管, 推荐转速: 0~1500rpm

订货号: 3602-02



酶标板夹具

与酶标板配合使用, 推荐转速: 0~1500rpm

订货号: 3601-03



试管垫片

与通用底座 3602-01 配合使用, 可振荡 18 个直径 10mm 的玻璃试管, 直径 120mm, 推荐转速: 0~1500rpm

订货号: 3602-03



试管垫片

与通用型夹具 3601-01 匹配使用, 可摇匀 6 个直径为 12mm 的试管, 直径 80mm, 推荐转速: 0~2000rpm

订货号: 3601-04



试管垫片

与通用底座 3602-01 配合使用, 可用于振荡 12 个直径 12mm 的玻璃试管, 直径 120mm, 推荐转速: 0~1500rpm

订货号: 3602-04



试管垫片

与通用夹具 3601-01 匹配使用, 可摇匀 4 个直径为 16mm 的试管, 直径 80mm, 推荐转速: 0~2000rpm

订货号: 3601-05



试管垫片

与通用底座 3602-01 配合使用, 用于振荡 8 个直径 16mm 的玻璃试管, 直径 120mm, 推荐转速: 0~1500rpm

订货号: 3602-05



烧杯垫片 (无开孔)

与通用夹具 3601-01 匹配使用, 可摇匀 1 个烧杯, 直径 80mm, 推荐转速: 0~800rpm (需安全固定)

订货号: 3601-06



试管垫片

与通用底座 3602-01 配合使用, 用于振荡 8 个直径 20mm 的玻璃试管, 直径 120mm, 推荐转速: 0~1500rpm

订货号: 3602-06



锥形瓶夹具

可用于振荡一个体积从 100 至 250ml 的 Erlenmeyer/ 圆形烧瓶, 直径 120mm, 推荐转速: 0~1500rpm

订货号: 3602-07

