


# QuickTrace S系列 全自动固相萃取仪





## 全新QuickTrace S系列—革命性的产品

QuickTrace-S为ASHMAR公司出品的全自动固相萃取仪，利用QuickTrace-S全自动固相萃取仪可以轻松高效地萃取所需的分析物。QuickTrace-S可以实现SPE全部步骤(活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等)的自动化，减少溶剂消耗量，确保高回收率，提高可重复性。

### 以用户为导向的设计特点

- 透明窗口创造性实现了样品萃取过程的可视性
- 大尺寸屏幕、照明系统方便用户查看以及操作
- 主机配备屏幕操控、PC有线操控、PC无线操控等多种方式操作
- 具有即插式进气口、即插式排废口等特点

### 灵活的配置

- 多种通道满足不同应用
- 多种试管架和样品管配置
- 0.6ml-20L上样体积配置
- 适配VortexVap/RapidExtractor等仪器

## QuickTrace S系列样品萃取系统选择指南

	QuickTrace S2	QuickTrace S4	QuickTrace S6	QuickTrace S8
通道数量	2	4	6	8
样品体积	0.6ml-20L	0.6ml-20L	0.6ml-20L	0.6ml-20L
小柱规格	1/3/6/10/12/20ml	1/3/6/10/12/20ml	1/3/6/10/12/20ml	1/3/6/10/12/20ml
收集管体积	10ml-50ml	10ml-50ml	10ml-50ml	10ml-35ml
大体积模块	支持	支持	支持	支持
订货号	详见第5/6页	详见第5/6页	详见第5/6页	详见第5/6页



# QuickTrace 系统标注



# QuickTrace

## 技术指标

### 系统主机

气源	推荐使用惰性气体, 如氮气
满载时所需压力	0.6MPa(87PSI)
最大允许进气压力	0.8MPa(116PSI)
气压自动控制调节时间	1S
触摸屏	10寸彩色触摸屏
辅助装置	小体积转大体积模块

### 其它

操作温度	18℃~32℃
储存温度	0~60℃
湿度	20%~90%RH (无冷凝)
最大消耗功率	500W
最大噪音	75dB
认证	CE认证

### 备注

氮气发生器 (NGA)、全自动浓缩仪 (VortexVap) 和快速溶剂萃取 (RapidExtractor) 可以配合QuickTrace固相萃取仪使用



# QuickTrace

## 订购信息

订货号	产品描述
-----	------

### 基本系统

020101	QuickTrace S2全自动固相萃取仪
040101	QuickTrace S4全自动固相萃取仪
060101	QuickTrace S6全自动固相萃取仪
080101	QuickTrace S8全自动固相萃取仪
A00041	1ml小柱用柱塞
A00035	3ml小柱用柱塞
A00034	6ml小柱用柱塞
A00034	6ml小柱用柱塞
A00042	10ml小柱用柱塞
A00043	12ml小柱用柱塞
A00044	20ml小柱用柱塞
A00045	样品过滤吊坠组件

订货号	产品描述
-----	------

### 小柱

C00032	1ml萃取小柱C18
C00033	3ml萃取小柱C18
C00029	6ml萃取小柱C18
C00034	10ml萃取小柱C18
C00035	12ml萃取小柱C18
C00036	20ml萃取小柱C18
C00037	1ml萃取小柱HLB
C00038	3ml萃取小柱HLB
C00039	6ml萃取小柱HLB
C00040	10ml萃取小柱HLB
C00041	12ml萃取小柱HLB
C00042	20ml萃取小柱HLB

### Oring

C00043	1ml柱塞用Oring
C00044	3ml柱塞用Oring
C00045	6ml柱塞用Oring
C00046	10ml柱塞用Oring
C00047	12ml柱塞用Oring
C00048	20ml柱塞用Oring
C00049	采样针清洗池Oring
C00050	小体积转大体积模块Oring



# QuickTrace

## 订购信息

订货号	产品描述
-----	------

### QuickTrace S2配置

A00046	大体积模组
A00050	16x200mm样品架
A00054	1ml小柱架
A00055	3ml小柱架
A00056	6ml小柱架
A00057	10ml小柱架
A00058	12ml小柱架
A00059	20ml小柱架
A00078	16x100mm试管架
A00079	16x100mm试管架垫高块
A00080	16x125mm试管架
A00081	16x125mm试管架垫高块
A00082	50ml定量浓缩管试管架
A00083	50ml定量浓缩管试管架垫高块
A00100	1ml废试剂槽
A00101	3ml废试剂槽
A00102	6ml废试剂槽
A00103	10ml/12ml废试剂槽
A00104	20ml废试剂槽

### QuickTrace S4配置

A00047	大体积模组
A00051	16x200mm样品架
A00060	1ml小柱架
A00061	3ml小柱架
A00062	6ml小柱架
A00063	10ml小柱架
A00064	12ml小柱架
A00065	20ml小柱架
A00084	16x100mm试管架
A00085	16x100mm试管架垫高块
A00086	16x125mm试管架
A00087	16x125mm试管架垫高块
A00088	50ml定量浓缩管试管架
A00089	50ml定量浓缩管试管架垫高块
A00105	1ml废试剂槽
A00106	3ml废试剂槽
A00107	6ml废试剂槽
A00108	10ml/12ml废试剂槽
A00109	20ml废试剂槽

订货号	产品描述
-----	------

### QuickTrace S6配置

A00048	大体积模组
A00052	16x200mm样品架
A00066	1ml小柱架
A00067	3ml小柱架
A00068	6ml小柱架
A00069	10ml小柱架
A00070	12ml小柱架
A00071	20ml小柱架
A00032	16x100mm试管架
A00033	16x100mm试管架垫高块
A00090	16x125mm试管架
A00091	16x125mm试管架垫高块
A00092	50ml定量浓缩管试管架
A00093	50ml定量浓缩管试管架垫高块
A00110	1ml废试剂槽
A00111	3ml废试剂槽
A00112	6ml废试剂槽
A00113	10ml/12ml废试剂槽
A00114	20ml废试剂槽

### QuickTrace S8配置

A00049	大体积模组
A00053	16x200mm样品架
A00072	1ml小柱架
A00073	3ml小柱架
A00074	6ml小柱架
A00075	10ml小柱架
A00076	12ml小柱架
A00077	20ml小柱架
A00094	16x100mm试管架
A00095	16x100mm试管架垫高块
A00096	16x125mm试管架
A00097	16x125mm试管架垫高块
A00098	50ml定量浓缩管试管架
A00099	50ml定量浓缩管试管架垫高块
A00115	1ml废试剂槽
A00116	3ml废试剂槽
A00117	6ml废试剂槽
A00118	10ml/12ml废试剂槽
A00119	20ml废试剂槽



ASHMAR是一家仪器设备及配件耗材的供应商。我们致力于帮助化学家们和实验室人员更安全更有效更快捷的从事科学研究、数据检测等工作。我们有深厚的行业知识, 广泛的学术联系, 专业的研发团队, 我们可以为您提供更加智能、高效、便捷、安全的解决方案, 以我们的专业性和灵活性, 满足您的需求。

**热线电话: 400-000-8187**

阿斯曼尔科技 (上海) 有限公司

Tel: +86 21 5221 0180

Fax: +86 21 5221 0180

Web: [www.ashmar-scientific.com](http://www.ashmar-scientific.com)

Email: [Marketing@ashmar-scientific.com](mailto:Marketing@ashmar-scientific.com)

Address: 上海市闵行区光华路248号2号楼12楼

阿斯曼尔科技 (南京) 有限公司

Tel: +86 25 8651 3981

Fax: +86 25 8651 3981

Web: [www.ashmar-scientific.com](http://www.ashmar-scientific.com)

Email: [Marketing@ashmar-scientific.com](mailto:Marketing@ashmar-scientific.com)

Address: 南京市雨花台区凤展路32号1幢北2001室