

JH-Z1000 浊度仪



提高效率创新点:

- 1: 一键自动测定, 量程自动切换;
- 2: 彩色触摸屏, 操作便捷;
- 3: 支持多点校正;
- 4: 可通过打印机直接打印数据;
- 5: 符合 GLP 规范和 ISO7027 行业标准。

浊度仪用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度, 并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。

使用领域:

浊度仪用于水厂、食品、化工、电厂、冶金、环保、饮料、制酒、制药行业等部门, 是常用的实验室仪器。

技术指标:

测量范围: 0.000-1000NTU
分辨率 : 0.001
重复性 : $\leq 0.3\%$
零点漂移: $\leq \pm 0.3\%FS$
稳定性 : $\leq \pm 0.3\%FS$
杂散光 : $< 0.02 NTU$
光源 : 红外发光二极管
检测器 : 硅光电接收器
数据存储: 600 组
显示方式: 4.3 寸 FTF 彩色触摸屏
通讯输出 : RS232 打印机
尺寸 : 250(长)×177(宽)×96(高)mm
重量 : 1.5kg
电源 : 110V-230V 50HZ/60HZ

部分使用客户

- ◇ 中国科学院上海有机化学研究所
- ◇ 中国科学院上海药物研究所
- ◇ 西安交通大学医学院
- ◇ 中国医科大学药学院
- ◇ 中国联塑集团控股有限公司
- ◇ 双钱集团股份有限公司
- ◇ 台州出入境检验检疫局服务中心
- ◇ 振东光明药物研究所
- ◇ 中国检科院
- ◇ 吉林省药物研究所
- ◇ 天士力制药股份有限公司
- ◇ 江苏吉华化工有限公司
- ◇ 静海县福明树脂有限公司
- ◇ 扬子江药业集团
- ◇ 江西吉安峡江县恒通助剂有限公司
- ◇ 传化集团有限公司

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路 3570 号 B 栋

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com