

## JH-RC606 溶出试验仪



RC606 溶出试验仪是一台严格按照《中国药典》和《美国药典》规定全新设计制造的高性能的 6 杯 6 杆溶出度试验装置，智能化程度高、结构先进、控制准确、可靠性好。

技术特点：

自动定高离合器（各种方法互换）。

调节杯架。

调节轴系。

机头电动升降。

直流无刷水泵，噪音低、寿命长。

PTC 加热器，温度开关多重保护。

德国进口 1/3B 级高精度 Pt1000 温度传感器，响应速度快、精度高。

支持序列投药、同步投药，投药时可以选择是否暂停搅拌。

冗余接线设计，确保接插件牢固可靠。

权限管理系统。

审计追踪功能。

7 寸高清触摸屏。

可选配在线打印、指纹识别、LAN、WiFi、蓝牙、RS232 和 RS485 等。

技术参数：

装置数：6 杯。

适用方法：篮法、桨法、小杯法、碟法（大、小碟）、转筒法（长、短转筒）。

搅拌速度：25RPM-250RPM。

搅拌方向：顺时针、逆时针。

搅拌速度分辨率：0.01RPM。

搅拌精度： $\pm 4\%$ ， $100\text{RPM} \pm 0.5\text{RPM}$ 。

水浴温度：室温-45.00°C。

温度分辨率：0.01°C。

控温精度： $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。

投药模式：同步投药、序列投药。

竹节式单柱升降。

权限管理：四等级、七用户。

审计追踪：128 条×365 天。

## 上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路 3570 号 B 栋

电话：021-59904405

网址：[www.jiahangchn.com](http://www.jiahangchn.com)

邮箱：[jiahangchn@163.com](mailto:jiahangchn@163.com)