

JH370 显微/偏光热台



提高效率创新点:

- 1: 封闭式的炉体, 保证温度稳定;
- 2: 精准的升温速率 0.1-20.0 无极可调;
- 3: 采用 TFT 真彩触摸屏;
- 4: 多达 20 套方法, 每套最多 99 段。
- 5: 最高温度到 400℃。

使用领域:

JH370 显微热台在医学、化工、合成纤维、生物学、矿物学、犯罪学等领域均有广泛的应用。采用带有数码目镜的显微镜, 不仅可以用一般目镜, 且可应用先进的彩色 CCD 通过电视机或显示器 (由客户自备) 研究、测定物质热特性。它既可作为微量样品的熔点测定, 切片样品的熔点测定, 又可进行生物工程的热力学研究。

主要技术指标:

温度范围	室温-400°
升温速率	(0.1--20) °C/Min
温度分辨率	0.1°C
控温精度	±0.3°C
显示方式	TFT 高清真彩屏
数据接口	USB RS232 SD 网口
载玻片/盖玻片规格	76*19*1/15*15*0.5mm
视野	2mm
样品透镜工作距离	至少 7mm
X-Y 表	最多移动 13mm
尺寸 (长*宽*高) / 重量	185*85*28mm/1kg
用户管理	15 个
方法段数	99 段
实验方法存储量	20 套
保存结果	400 个
符合标准	符合标准 FZ T 01057.6-2007 ASTM F766, EN ISO 3146
选配件	生物显微镜、偏光显微镜 (选配件)

部分使用客户

- ◇ 中国科学院上海有机化学研究所
- ◇ 中国科学院上海药物研究所
- ◇ 吉林药物研究所
- ◇ 南京大学
- ◇ 香港中文大学
- ◇ 哈尔滨工业大学
- ◇ 锡盟食品药品检验检测中心
- ◇ 扬州中惠制药有限公司
- ◇ 广西梧州制药（集团）有限公司
- ◇ 东北制药股份有限公司
- ◇ 浙江传化股份有限公司
- ◇ 江苏吉华化工有限公司
- ◇ 静海县福明树脂有限公司
- ◇ 江西吉安峡江县恒通助剂有限公司
- ◇ 上海博威生物医药有限公司
- ◇ 科瑞斯利生物科技北京有限公司
- ◇ 海南达川食品有限公司
- ◇ 大连精细石油化工有限公司

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路 3570 号 B 栋

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com

邮箱：jiahangchn@163.com