

AirGuard

RADOBIO

洁净工作台



随时
监控

- 紫外灭菌灯寿命
- 高效过滤器寿命

产品特点

- 数显式控制界面，轻触键操作，可实现三档调速。
- 可设置紫外灯预约开启和关闭，可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。
- 工作台面采用一体成型的优质不锈钢，耐腐蚀，易清洁。
- 采用了独特技术的任意定位移门系统。
- 外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂，抗腐蚀能力强，能有效地抑制柜体表面细菌滋生。



技术参数

型号/参数	AirGuard1000	AirGuard1500
洁净度	ISO 5级, 100级	
平均风速(m/s)	≥0.3(可调)	
噪声(dB(A))	≤62	
照度(Lx)	≥300	
电源	AC220V, 1φ, 50Hz	
额定功率(W)	250	500
重量(Kg)	130	170
工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)	870X690X520	1360X690X520
外形尺寸(WXDXH)(mm)	1010X725X1625	1500X725X1625
空气高效过滤器规格及数量	820X600X50X①	610X610X50X②
沉降菌浓度	≤0.5cfu/皿·0.5h	
适用人数	单人单面	双人单面

* 不含备用插座, 单只插座容量为3A



- 流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。
- 带刹车装置的万向转动优质脚轮, 移动灵活, 固定方便可靠。
- 人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
- 照明和杀菌系统互锁功能, 带备用插座设计, 可断电保护功能, 使用安全方便。
- 具有单、双面操作功能, 单、双人操作可供选择。
- 每一台洁净工作台都按照行业标准进行了产品性能的工厂测试, 符合各项医疗器械设备安全要求。



关注润度生物

上海润度生物科技有限公司

RADOBIO SCIENTIFIC CO.,LTD.

热线: 400-182-9939

邮箱: info@radobio.com

地址: 上海市浦东新区秀浦路2555号A8幢906室