



OenoFoss™

即时质量控制带来更方便的葡萄酒生产控制





一滴样品就能回答所有问题

何时采摘？何时控制发酵？何时装瓶？

等到获知所有做决定所需信息是费时的，并且会使你十分忙碌。但如果有一种方法，能够替代所有费时的分析检测，并且当场仅需2分钟的时间，做一个简单测试即可，那会如何哪？那就是OenoFoss™ 所提供的服务，在葡萄酒生产全程提供“即时质量控制”-这是葡萄酒生产的革命。

OenoFoss是一种整合的，易于使用的分析仪器，可以检测葡萄汁、发酵中的葡萄汁和成品葡萄酒，仅需一滴样品就能检测出最多达七个主要质量指标。

OenoFoss的优势是速度和方便，为您所追求的质量目标提供做决定的依据。OenoFoss花费2分钟的时间就能得出结果，为您以后的日子带来了持续的变化。

“所有葡萄酒生产商都十分关心质量，每个人都对如何更好地控制酒的质量有兴趣……不仅是感官指标而且对分析指标有兴趣，而 OenoFoss™ 能告诉你所有这一切的答案”

*Augusto Graziano, Petra
意大利*



OenoFoss™ 伴随您生产的每一步



糖度
pH
总酸
挥发酸



葡萄糖+果糖
pH
总酸
挥发酸
苹果酸
酒精



葡萄糖+果糖
pH
总酸
挥发酸
苹果酸
酒精
颜色

葡萄汁

今天采摘？还是明天采摘？在葡萄收获期，判别葡萄的成熟程度的分析指标是评估葡萄质量的重要依据，但这些指标无法在现实中使用，由于检测这些指标费用较高，也使客观地评估葡萄的质量需要支付大笔的金钱。

发酵中的葡萄汁

现在是榨酒的合适时间吗？只有在糖分完全发酵完，达到“干”的程度，葡萄酒的发酵才正在结束。

葡萄酒

马上装瓶吗？常规检测帮助保证成品酒有稳定的质量，例如做装瓶前的即时分析。同样地，就能马上进行苹果乳酸的发酵，这可以帮助你决定何时稳定您的葡萄酒。

任何人都可以操作的即时质量控制

穿白大褂做分析实验的日子一去不返了

现在你可以在现场仅用2分钟的时间,在OenoFoss™ 上做一个小实验,就可以获得控制葡萄酒生产所需的信息。OenoFoss™ 让你摆脱试管和化学试剂做实验- 你可以一个接一个不断地测试。这种方法是如此简单,任何人都能为改善质量控制做贡献。

界面友好易于操作

想象一下,你在检测一个葡萄酒样品,在电脑屏幕上按样品种类图标,这样就可以了,你就可以检测了。然后,如果你要再检测另一种样品,例如:葡萄汁,按一下电脑屏幕上的葡萄汁图标,你就可以检测新的样品了。检测结果自动储存,即可做将来参比又可作报告输出。

使用简单



1.选择样品种类

2.装样

3.按下开始键

4.等待结果

5.清洁

一种解决方案涵盖了多种分析需求

OenoFoss™ 是在一个共同的平台上的两个模块组成的,一个是傅立叶变换红外葡萄酒分析单元模块,一个是可选的可见光谱颜色单元模块。整个方案包括检测仪器、电脑和软件。

软件显示分析结果并提供数据管理系统。

OenoFoss 有三种版本,每种版本都可与可选的可见光谱颜色单元模块相组合。

仅需一滴葡萄汁、发酵中的葡萄汁或者葡萄酒样品就能检测出最多达七个主要质量指标。



“我可以同时检测很多样品，仅需一滴就可获得所有的结果。对我来讲这实在是太神奇了！”

Elvira Basteiro, Vinícola del Priorat, 西班牙



在无额外成本条件下，提高检测频率

现在使用 OenoFoss™ 可以实现提高检测频率，获得更多分析信息

在没有额外成本的条件下，可以对葡萄汁和成品酒做多次检测，可以给您做决定提供丰富的客观信息。OenoFoss 也节约了传统方法所需的化学试剂费用。在设计上就保证了可多次使用而不需要维护保养，即装即用的定标保证了分析结果的可靠。小巧紧凑的外形（189*154*321mm）占据空间不大。

交叉对照您的经验和判断

制做葡萄酒不是搞科学研究，分析永远不会完全替代人类的判断。但日常分析提供一个重要的客观的视角，能让所有困难的事情，如：何时采摘，何时结束发酵，何时装瓶等，对这些问题做决定时有依据。当下次您要考虑这些问题时，想一想 OenoFoss—简单的方法交叉对照您的经验，给出客观的分析结果。2 分钟的时间为将来提供稳定的质量保障。



OenoFoss™ 使用简单，任何人都能使用，让您摆脱试管和化学试剂——在您追寻质量目标的时候您可以按您所需无限次地使用它。

福斯—葡萄酒工业中一个可靠的伙伴

福斯在1999年开始涉足葡萄酒行业提供葡萄酒分析仪器，很快就成为生产全线中质量控制方面的领导者。

WineScan™系列产品的成功，使葡萄酒工业中无数生产商和实验室发现了福斯检测仪器能够提供葡萄酒生产商需要的快速和准确的分析结果。这种解决方案基于傅立叶红外光谱技术和流动注射分析技术的结合，这也是福斯拥有丰富经验和知识的领域。

我们的知识和经验会同我们在全球各地的本地智慧保证您可以就近找到我们专业的销售和业务支持团队。



福斯中国

北京市海淀区中关村南大街5号理工科技大厦1103-1105室

邮编：100081

电话：(010) 6846 7239

电子邮件：marketing@foss.com.cn

www.foss.cn www.fossanalytics.com

全国技术支持热线：400-810-3363



ANALYTICS BEYOND MEASURE