



华溶仪器
Wahyong Instrument



DGU-900

在线溶媒脱气机

符合USP Toolkit V2.0的规范要求
适用于溶出介质加热、脱气和定量




DGU-900

在线溶媒脱气机

脱气的必要性

USP Toolkit V2.0的规范要求, 在USP Prednisone Tablets RS的溶解试验时, 使用溶解气表测量, 溶解氧气水平不超过6PPM, 测试结果可接受。

流程



效率高

500mm

300mm

效果好

体积小





触屏设计

人机交换,操作方便



适用范围广

纯水、溶出介质、表面活性剂




温度

加热范围:室温-45°C



脱气效果

含氧量小于或等于3ppm



定量输出

精度小于1%,最大流速900ml/min



选配手推车

移动方便

www.wahyong.cn

样本信息内容仅供参考, 请以实际产品特性为
准wahyong 2022版

融您所想, 让溶出更简单

📍 广东省深圳市宝安区沙井后亭全至科技创新园3号楼3V

☎ 0755-2306 7770

✉ sales@wahyong.cn