



SMC 30DF
渗透压摩尔浓度测定仪



SMC 30DF
渗透压仪

主要特点:

- Android操作系统,一体化时尚设计,操作便捷
- 双制冷系统,预冷时间短,检测速度快
- 转盘系统,探头自动升降,实现多样品测试,便于连续以及分组检测
- 测定样品量少,可满足不同领域检测需求
- 可进行任意浓度的校准,完美契合测量曲线,优化计算,保证测量精度
- 冷却系统采用无热传导液设计,免除频繁的维护
- 内置《中国药典》数百种注射剂药品名称,方便预设检品资料
- 拥有海量存储,确保数据的完整性,可对测试数据进行存储
- 可选择打印格式以及USB接口导出指定格式的文件
- 条码扫描枪,可进行快速导入样品信息
- 具有权限管理功能,保证数据及操作的安全性
- 可通过RS232接口连接电脑或实验室平台,实现数据共享

主要技术指标:

- 测量范围: 0~3000 mOsmol/kg H₂O
- 样品数量: 1~20
- 样品量: 60μl (50μl~100μl)
- 测试时间: < 1.5分钟 (单次)
- 预冷时间: ≤ 3分钟
- 重复性: RSD ≤ ± 1% (300 mOsmol/kg)
- 准确度: ± 2 mOsmol /kg (≤ 400 mOsmol /kg)
± 1% (> 400 mOsmol /kg)
- 分辨率: 1 mOsmol /kg
- 线性: < 1% 的直线
- 环境温度: 5~35℃
- 环境湿度: 5~80%
- 电源: AC 220V ± 10%; 50Hz; <80W
- 外形尺寸: 280 × 443 × 434mm
- 语言: 中英文切换

天津天河分析仪器有限公司

地址: 天津华苑产业园区梓苑路13号3号楼8层

电话: (022) 58627600 (6线)

传真: (022) 58627626

邮编: 300384

<http://www.tjtianhe.com.cn>

Email: xh@tjtianhe.com.cn