



HT-X100 旋转混匀仪

1、产品应用

旋转混匀仪采用直流电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用试管，进行混匀。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

2、产品特点

1. LCD 实时显示定时时间及转速值；
2. 旋钮操作模式，简单易用；
3. 1min-9999min 范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音；
4. 多种托盘可选，用途广泛；
5. 直流电机驱动，速度精确、免保养。

上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

3、技术参数


产品型号	HT-X100
产品货号	1001008002
转速 rpm	5-200
转速显示	LCD
时间设置 min	1-9999
旋转倒计时设置 s	1-300
最大载重	6kg
输入功率	25w
电源	AC100~240v 50/60HZ
仪器尺寸	485*200*220mm
包装尺寸	565*280*300
允许环境温度℃	5~40
允许环境湿度%	80%
重量 kg	7.0
电机保护	显示故障，自动停止
安全保护	显示故障，自动停止

4、可选配件


托盘型号	托盘容量
X100--01	双面可垂直安装 44 个 1.5ml 或 2.0ml 离心管
X100--02	双面可水平安装 40 个 1.5ml 或 2.0ml 离心管

上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.


X100--03	双面可垂直安装 32 个 5ml 离心管
X100--04	双面可水平安装 40 个 5ml 离心管
X100--05	双面可垂直安装 12 个 10ml 或 15ml 离心管
X100--06	双面可水平安装 16 个 10ml 或 15ml 离心管
X100--07	双面可垂直安装 12 个 50ml 离心管
X100--08	双面可水平安装 16 个 50ml 离心管




X100-01




X100-02




X100-03




X100-04




X100-05



X100-06



X100-07



X100-08

5、装箱清单

名称	数量
主机	1 台
托盘	1 个
电源线	1 根



上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

合格证（含保修卡）	1 份
说明书	1 份